

Blasendrainage ohne Ballon



- 66 Gerade Spitze
- 67 Offene Spitze
- 67 Flötenspitze
- 68 Gerade Olivspitze
- 69 Gebogene Spitze
- 70 Gebogene Olivspitze

Katheter für die kurzzeitige transurethrale Blasendrainage

Je nach individuellem Bedürfnis stehen Katheter mit unterschiedlichen Spitzen und in unterschiedlichen Materialien zur Auswahl.

Gerade Spitze, Katheter aus Neoplex

mit 2 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	ADN006	40	06	5	1357856
	ADN008	40	08	5	1357862
	ADN010	40	10	5	1357879
	ADN012	40	12	5	1357891
	ADN014	40	14	5	1357916
	ADN016	40	16	5	1357922
	ADN018	40	18	5	1357939
	ADN020	40	20	5	1357968
	ADN022	40	22	5	1357974
	ADN024	40	24	5	1357997

Gerade Spitze, Katheter aus Kautschuk

mit 2 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AD7208	40	08	10	
	AD7210	40	10	10	
	AD7212	40	12	10	
	AD7214	40	14	10	
	AD7216	40	16	10	
	AD7218	40	18	10	
	AD7220	40	20	10	
	AD7222	40	22	10	
	AD7224	40	24	10	

Offene Spitze, Katheter aus Silikon

mit 5 Augen, 2-lumig



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Monfort gerade offen	AC6408	30	08	1	
	AC6410	30	10	1	
	AC6412	43	12	1	
	AC6414	43	14	1	

Offene Spitze, Katheter aus Neoplex

mit zentral offener Spitze, ohne Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Guyon	AD5B12	40	12	5	1357767
	AD5B14	40	14	5	1357773
	AD5B16	40	16	5	1357796
	AD5B18	40	18	5	1357827

Offene Spitze, Katheter aus PVC

mit 1 Auge



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Bruzière	AF4A04	40	04	10	
	AF4A06	40	06	10	
	AF4A08	40	08	10	
	AF4A10	40	10	10	
	AF4A12	40	12	10	
	AF4A14	40	14	10	

Flötenspitze, Katheter aus Neoplex


mit 5 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Gouverneur	ADN912	40	12	5	
	ADN914	40	14	5	
	ADN916	40	16	5	
	ADN918	40	18	5	
	ADN920	40	20	5	
	ADN922	40	22	5	
	ADN924	40	24	5	

Flötenspitze, Katheter aus Silikon

mit 2 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Couvellaire	AD6510	40	10	5	
	AD6512	40	12	5	
	AD6514	40	14	5	
	AD6516	40	16	5	
	AD6518	40	18	5	
	AD6520	40	20	5	
	AD6522	40	22	5	
	AD6524	40	24	5	

Flötenspitze, Katheter aus Neoplex

mit 2 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Couvellaire	AD5D06	40	06	5	
	AD5D08	40	08	5	
	AD5D10	40	10	5	
	AD5D12	40	12	5	
	AD5D14	40	14	5	
	AD5D16	40	16	5	
	AD5D18	40	18	5	
	AD5D20	40	20	5	
	AD5D22	40	22	5	
	AD5D24	40	24	5	
	AD5D26	40	26	5	

Gerade Olivspitze, Ballonkatheter aus Neoplex

mit 2 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
gerade Olivspitze	ADN106	40	06	5	
	ADN108	40	08	5	
	ADN110	40	10	5	
	ADN112	40	12	5	
	ADN114	40	14	5	
	ADN116	40	16	5	
	ADN118	40	18	5	
	ADN120	40	20	5	
	ADN122	40	22	5	
	ADN124	40	24	5	

Gebogene Spitze, Katheter aus Neoplex

mit 2 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Mercier	ADN306	40	06	5	
	ADN308	40	08	5	
	ADN310	40	14	5	
	ADN312	40	12	5	
	ADN314	40	14	5	
	ADN316	40	16	5	
	ADN318	40	18	5	
	ADN320	40	20	5	
	ADN322	40	22	5	
	ADN324	40	24	5	
	ADN326	40	26	5	

Gebogene Spitze, Katheter aus Neoplex

mit 5 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Bazy	ADN410	40	10	5	
	ADN412	40	12	5	
	ADN414	40	14	5	
	ADN416	40	16	5	
	ADN418	40	18	5	
	ADN420	40	20	5	
	ADN422	40	22	5	
	ADN424	40	24	5	

Gebogene Spitze, Katheter aus Neoplex

mit 5 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Marion	ADN610	40	10	5	
	ADN612	40	12	5	
	ADN614	40	14	5	
	ADN616	40	16	5	
	ADN618	40	18	5	
	ADN620	40	20	5	
	ADN622	40	22	5	
	ADN624	40	24	5	


Gebogene Olivspitze, Katheter aus Neoplex

mit 2 Augen



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Tiemann	ADN506	40	06	5	487054
	ADN508	40	08	5	487060
	ADN510	40	10	5	487077
	ADN512	40	12	5	487083
	ADN514	40	14	5	487108
	ADN516	40	16	5	487114
	ADN518	40	18	5	487120
	ADN520	40	20	5	487137
	ADN522	40	22	5	487143
	ADN524	40	24	5	487166

Dauerkatheter mit Ballon



- 70 Folsil Katheter
- 73 Latex Katheter (silikonbeschichtet)
- 74 Latex Katheter (halbsteif)
- 75 Neoplex Katheter
- 75 PVC Katheter
- 75 Pädiatrische Katheter

Für die transurethrale Harndauerableitung

Neben Silikonkathetern für die transurethrale Langzeitdrainage, bieten wir auch Katheter aus Latex, halbsteifen Latex, Neoplex und PVC für die Kurzzeitdrainage an.

Folsil Ballonkatheter aus Silikon, für Männer

Ballonvolumen 5–10 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil




Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA6112	43	12	5	151963
	AA6114	43	14	5	151986
	AA6116	43	16	5	151992
	AA6118	43	18	5	152000
	AA6120	43	20	5	152017
	AA6122	43	22	5	152023
	AA6124	43	24	5	152046
	AA6126	43	26	5	

Ballonvolumen 30 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton	AA6C18	43	18	5	151928
	AA6C20	43	20	5	151934
	AA6C22	43	22	5	151940
	AA6C24	43	24	5	151957

Ballonvolumen 5–15 ml, mit Luer-Ventil



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Tiemann	AA6312	41	12	5	151615
	AA6314	41	14	5	151621
	AA6316	41	16	5	151638
	AA6318	41	18	5	151644
	AA6320	41	20	5	151650
	AA6322	41	22	5	151667
	AA6324	41	24	5	151673

Folsil Ballonkatheter aus Silikon, offene Spitze, für Männer

Ballonvolumen 5–15 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil, Katheter über Führungsdraht platzierbar.



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton, offene Spitze	AA6412	41	12	5	151696
	AA6414	41	14	5	151704
	AA6416	41	16	5	151710
	AA6418	41	18	5	151727
	AA6420	41	20	5	151733
	AA6422	41	22	5	151756
	AA6424	41	24	5	151762

Folsil Ballonkatheter aus Silikon, offene Spitze, für Frauen

Ballonvolumen 5–15 ml, mit Röntgenkontraststreifen und Luer-Ventil, Katheter über Führungsdraht platzierbar.



Spitze	Artikel-Nr.	Länge in cm	Größe in CH	St./VE	PZN/VE
Nelaton, offene Spitze	AA6512	25	12	5	151779
	AA6514	25	14	5	151785
	AA6516	25	16	5	151791
	AA6518	25	18	5	151816
	AA6520	25	20	5	151822
	AA6522	25	22	5	151839
	AA6524	25	24	5	151845