

Für jede Körperform die richtige Versorgung

Produktübersicht Stomaversorgung

Stand: Januar 2025



Inhalt

| Produktinformationen | | Bestellinformationen | |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 04 | SenSura® Mio | 32 | Einteilige Versorgung |
| 08 | SenSura® Mio Konkav | 46 | Zweiteilige Versorgung |
| 10 | SenSura® Mio Konkav | 60 | Post-OP-Versorgung |
| 12 | SenSura® Mio Baby | 66 | Säuglings- und Kinderversorgung |
| 13 | SenSura® Mio Kids | 70 | Zubehör |
| 14 | SenSura® Mio Click/Flex | | |
| 15 | Kolostomieversorgung | 78 | Index |
| 16 | Ileostomieversorgung | 82 | Notizen |
| 17 | Urostomieversorgung | | |
| 18 | SenSura® Mio Post-OP | | |
| 22 | Brava® | | |
| 26 | Irrigationssets (SenSura Mio®, Assura®) | | |
| 27 | Zubehör | | |

Legende



Einteilige Versorgung



Zweiteilige Versorgung

Die richtige Idee zur richtigen Zeit

Seit mehr als 65 Jahren entwickelt Coloplast innovative Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern.

Die Geschichte von Coloplast geht auf die Krankenschwester Elise Sørensen zurück. Sie erfand im Jahr 1954 aus Mitgefühl für ihre schwer kranke Schwester Thora den weltweit ersten selbsthaftenden Einweg-Stomabeutel. Aus dem Bestreben, anderen Menschen zu helfen, wurde 1957 in Dänemark Coloplast gegründet.


Heute gehört Coloplast zu den Unternehmen, die in den Bereichen Stoma-, Kontinenz-, Wund- und urologische Versorgung führend sind. Weltweit arbeiten mehr als 14.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern für den Konzern. Dem Pioniergeist Elise Sørensens ist das Unternehmen stets treu geblieben. Und so steht die Entwicklung des ersten modernen Stomabeutels stellvertretend für viele Innovationen von Coloplast.

Der intensive Dialog mit Patient:innen und Fachkräften ist die Basis für neue Produktlösungen, wie etwa das erste Klettverschluss-System, den ersten Spiralhautschutz oder das Urostomie-Komplettsystem mit seinen sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten – Produktlösungen, die Coloplast weltweit zu einem Synonym für hochwertige und innovative Stomaversorgung machen. Die Entwicklungsleistung, die hinter den Coloplast Produkten steckt, erfährt immer wieder internationale Anerkennung.

Neue Produkte in diesem Katalog:

› SenSura® Mio Flex Konkav Light Soft

Der Coloplast Zeitstrahl





Unser Coloplast Anspruch: Leckagen reduzieren

Die Mission von Coloplast ist, das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen zu erleichtern. Wir sind nah bei unseren Kund:innen und hören zu, um ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Wir reagieren, indem wir gemeinsam mit ihnen neue Wege für eine bessere Versorgung finden.

Im Bereich der Stomaversorgung sind Leckagen die häufigsten Beeinträchtigungen, mit denen sich Anwender:innen konfrontiert sehen – wir setzen genau an diesem Punkt an, um ihre Lebensqualität zu steigern.

Daher ist der Anspruch »Leckagen reduzieren« die Maxime unseres Handelns. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir unsere Produkte mit einer Vielzahl von innovativen Eigenschaften ausgestattet.

Das Wichtigste ist, dass sich die Versorgung gut an den jeweiligen Körper anpasst. Coloplast hat sich daher intensiv mit den unterschiedlichen Körperformen der Anwender:innen auseinandergesetzt, um für alle Stomaträger:innen und für alle Lebenslagen das passende Produkt anbieten zu können.

BodyFit Technologie®

Die BodyFit Technologie® von Coloplast steht für die Entwicklung von innovativen Stomaversorgungslösungen, die sich aufgrund ihrer Elastizität individuellen Körperformen anpassen und Bewegungen sicher folgen.

SenSura® Mio – für jede Körperform die richtige Versorgung

Jede(r) Anwender:in hat einen individuellen Körper und damit andere Herausforderungen bei der Versorgung seines Stomas. Übergeordnet lassen sich aber drei Körperprofile definieren, die unter Berücksichtigung der Stomaposition maßgeblichen Einfluss auf die Wahl der richtigen Versorgung haben.

Coloplast hat für jedes dieser nachfolgend abgebildeten Profile die passenden Versorgungsungen entwickelt, damit alle Anwender:innen unabhängig von ihrer Stomaumgebung die Vorteile von SenSura® Mio nutzen können.

Drei Körperprofile – drei Versorgungslösungen



SenSura® Mio

Für ebene Körperprofile

- › Plane Produkte für die Anwendung auf ebenen Umgebungen



SenSura® Mio Konvex

Für nach innen gewölbte Körperprofile


- › Unterschiedlich stark konvex geformte Produkte, für tiefer liegende Stomata oder Stomata mit zusätzlichem Unterstützungsbedarf



SenSura® Mio Konkav

Für nach außen gewölbte Körperprofile

- › Konkave Produkte für die Anwendung bei z. B. Bauchrollen, Hernien oder Adipositas



Einzigartige Körperformen – individuelle Versorgung

Jede(r) Stomaträger:in ist einzigartig und benötigt eine individuelle, auf ihre/seine Bedürfnisse abgestimmte Versorgung. Unser SenSura® Mio Sortiment bietet für Kolo-, Ileo- und Urostomata ein umfassendes Sortiment an ein- und zweiteiligen Versorgungen – und das für jede Körperform. Neben dieser Vielfalt gibt es aber noch viele weitere überzeugende Vorteile. Alle Produkte der SenSura® Mio Familie, ob plan, konvex oder konkav, besitzen die nachfolgenden Eigenschaften.

Elastischer Hautschutz

Bei der Konzeption und Entwicklung des SenSura® Mio Hautschutzes stand für Coloplast stets der individuelle Mensch mit seinen unterschiedlichen Lebensstilen im Mittelpunkt.

Die BodyFit Technologie® setzt in puncto Sicherheit einen neuen Maßstab. Dank des speziellen Hautschutzes gibt SenSura® Mio Sicherheit bei jeder Körperform und jeder Bewegung. Der besonders elastische Hautschutz besteht aus weichen, äußerst hochleistungsfähigen Hydrokolloiden. Diese sorgen für eine besonders starke Haftung und gesteigerte



Wasserabsorptionsfähigkeit, um auch aggressiven Ausscheidungen standhalten zu können.


Effizienter Ringfilter

Der spezielle Aufbau des SenSura® Mio Ringfilters sorgt bei den Kolo- und Ileostomiebeuteln für besondere Diskretion und reduziert ein Aufblähen des Beutels nachweislich.


Der Vorfilter hält durch seine einzigartige Ringform Stuhlausscheidungen zurück, so dass der Filter nicht blockiert wird.

Der Aktivkohlefilter neutralisiert in der nächsten Stufe die Darmgase. Durch die semipermeable Membran, die zusätzlich zum Aktivkohlefilter vor Leckagen schützt, kann die Luft problemlos entweichen.

Die Ringform des Vorfilters verleiht dem Filter außerdem zusätzliche Stabilität, und ein Umklappen wird so vermieden.



Funktionsweise des Ringfilters



Diskreter Beutelbezug

Neben einem erstklassigen Hautschutz und einem leistungsfähigen Filter ist auch ein sanfter, aber reißfester Beutelbezug für eine sichere Stomaversorgung wichtig.

Der Textilstoff aus einem angenehmen, hautfreundlichen Material verhält sich beim Tragen wie ein Kleidungsstück. Er hält selbst starken Belastungen stand, ist wasserabweisend und trocknet nach dem Duschen schnell.


Ein weiterer großer Vorteil ist die lichtgraue Farbgebung. Diese neutrale Farbe ist diskret – auch unter weißer Kleidung.

Zusätzlich haben die Anwender:innen jetzt die Wahl zwischen Lichtgrau und dem neuen SenSura® Mio Beutel in Schwarz*. Perfekt unter dunkler Kleidung, beim Sport oder, um einen Kontrast zu setzen.



Diskret und angenehm zu tragen

*Erhältlich in den Varianten 1-teilig, offen, plan und konvex.





Konvex ohne Kompromisse

SenSura® Mio Konvex

Während sich SenSura® Mio mit den bereits erwähnten Eigenschaften vor allem bei ebenmäßigen Körperprofilen bewährt, eignet sich SenSura® Mio Konvex von Coloplast speziell für Körperprofile, die nach innen gewölbt sind.

Die anpassungsfähige konvexe Schale mit BodyFit Technologie® hat einzigartig integrierte FlexLines, die sich den individuellen Körperformen anpassen und allen Bewegungen des Körpers sicher folgen.

Sie lenken die Schale beim Beugen und Strecken in die vorgesehene Richtung und garantieren so einen noch bequemeren Sitz während der Bewegung. Gleichzeitig gewährleisten sie aber auch die notwendige Stabilität, so dass der Hautschutz an der jeweiligen Stelle haften bleibt und Leckagen vermieden werden.



FlexLines

Passend zu jeder konvexen Anforderung

Drei unverwechselbare konvexe Formen: Konvex Light Soft, Konvex Light und Konvex. Passen sich jeder peristomalen Hautumgebung an und bieten eine optimale Versorgung für jede Form von nach innen gewölbten Körperprofilen.



SenSura® Mio Konvex Light Soft (6 mm tief)

Für nach innen gewölbte und ebene Körperprofile mit speziellem Sicherheitsbedarf

- › Für Stomaumgebungen mit Narben, Falten und anderen Unregelmäßigkeiten im Bauchbereich
- › Für reguläre, prominente Stomata, die zusätzliche Unterstützung benötigen
- › Für Stomata auf Hautniveau und leicht retrahierte Stomata, die weniger Druck benötigen
- › Für die unmittelbare post-operative Phase und darüber hinaus



SenSura® Mio Konvex Light (6 mm tief)

Für nach innen gewölbte Körperprofile



- › Für Stomata in Hautfalten oder Narben, die eine leicht konvexe Form benötigen
- › Für Stomata auf Hautniveau und leicht retrahierte Stomata, die eine bessere und flexiblere Anpassung an die Bauchumgebung benötigen



SenSura® Mio Konvex (9 mm tief)

Für tief nach innen gewölbte Körperprofile

- › Für Stomata in tiefen Hautfalten oder Narben, die eine tief konvexe Form benötigen
- › Für stark retrahierte Stomata, die eine bessere und flexiblere Anpassung an die Bauchumgebung benötigen




Konkav – entwickelt für individuelle Rundungen

SenSura® Mio Konkav

Mit SenSura® Mio Konkav hat Coloplast die erste Versorgung speziell für Anwender:innen mit nach außen gewölbten Körperprofilen entwickelt. Nun können auch Stomaträger:innen mit z. B. Übergewicht, Hernien oder Bauchrollen von den Vorteilen von SenSura® Mio profitieren.


Der gewölbte, sternförmige Hautschutz mit BodyFit Technologie® vergrößert durch die Flügel die Kontaktfläche zwischen sich und der stomaumgebenden Haut und sorgt so für eine optimale Haftung, ohne dabei Falten zu bilden. Der Stabilitätsring verstärkt die innere Zone um das Stoma und dient als Orientierung beim Anbringen. Die Flexzonen am Rand des Hautschutzes erhöhen die Elastizität und Anpassungsfähigkeit der Versorgung bei jeder Bewegung.



Flügel



Stabilitätsring



Flexzone

Flip-in-Form-System – einfach und sicher in der Handhabung



Schritt 1 –

Entfernen der Schutzfolie
Stomaplatte in der Mitte ein-
drücken, so dass sich die Flügel
aufrichten. Schutzfolie in einer
zügigen Bewegung abziehen.

Schritt 2 –

Anlegen der Versorgung
Stomaplatte um das Stoma
platzieren und im inneren
Bereich festdrücken.

Schritt 3 –

Fixieren der Versorgung
Einfach »umflippen« und
die Flügel sorgfältig andrücken.

Für jede(n) Anwender:in die passende Größe



Da nach außen gewölbte Körperprofile sehr unterschiedliche Größen haben können, sind die SenSura® Mio Konkav Hautschutzplatten in unterschiedlichen Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Für die Auswahl des passenden Produktes, besonders bei Hernien, werden folgende Maße benötigt:

- › Stomadurchmesser
- › Umfang der Wölbung

| Stoma Ø | Umfang der Wölbung | | | |
|------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | Small < 10 cm | Medium 11 – 15 cm | Large 16 – 20 cm | X-large > 20 cm |
| < 40 mm | S | M | M | L |
| 41 – 50 mm | M | M | M | L |
| 51 – 60 mm | L | L | L | L |
| > 61 mm | Bitte ein zweiteiliges Produkt verwenden | | | |

| Stoma Ø | Umfang der Wölbung | | | |
|------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| | Small < 10 cm | Medium 11 – 15 cm | Large 16 – 20 cm | X-large > 20 cm |
| < 35 mm | S | M | M | L |
| 36 – 45 mm | M | M | M | L |
| 46 – 55 mm | L | L | L | XL |
| 56 – 65 mm | XL | XL | XL | XL |



Die besondere Lösung für Frühgeborene und Säuglinge

SenSura® Mio Baby

SenSura® Mio Baby ist unsere zweiteilige Versorgung, die speziell für Frühgeborene und Säuglinge entwickelt wurde. Sie erfüllt die ganz besonderen Bedürfnisse dieser kleinen Patient:innen mit durchdachten Details, die eine vereinfachte und zeitsparende Versorgung ermöglichen.

Elastischer Hautschutz

Das hautfreundliche Material unterstützt eine gute pH-Balance und ist für die empfindliche Haut von Frühgeborenen und Säuglingen geeignet.

Weiche 2-teilige Klebekopplung

Sie ermöglicht das Aufbringen der Versorgung mit wenig Druck auf den Körper.

Weicher Auslass


Softes Material, das sanft zur Haut ist. Der Auslass erleichtert die Stuhlentnahme aus dem Beutel mittels enteraler Spritzen.


Applikationsfenster

Unsere Lösung für eine einfache Durchführung der Stuhlrückführung.



reddot award 2019
winner





Damit Kinder wie Kinder sein können

SenSura® Mio Kids

Sobald Kinder das Krabbelalter erreicht haben, sind sie fast immer in Bewegung. Dazu benötigen sie eine Stomaversorgung, die das auch mitmacht. Für die kleinen Patient:innen zwischen 6 Monaten und 4 Jahren gibt es daher jetzt mit SenSura® Mio Kids ein passendes Sortiment mit 1-teiligen und 2-teiligen Versorgungsprodukten.

- › Sternförmiger, elastischer Hautschutz
- › Flexzonen
- › BodyFit Technologie®
- › Wasserabweisender Textilstoff
- › Einzigartiger Ringfilter
- › Flexible Klebekopplung



reddot award 2019
winner

1-teilige Versorgung



Erhältlich als Ausstreif- und als Urostomiebeutel.



2-teilige Versorgung

Erhältlich als Ausstreifbeutel in zwei verschiedenen Größen und als Urostomiebeutel.





Die Verbindungssysteme

SenSura® Mio Click

Die zweiteilige Versorgung SenSura® Mio Click bietet ein sicheres Gefühl. Durch den **wellenförmigen Verschlussring** ist unser Rastringsystem sowohl stabil als auch außergewöhnlich flexibel. Damit werden Beutel und Platte einfach aufeinandergerastet; ein hörbares "Klicken" der Kopplung signalisiert die sichere Verbindung der beiden Bestandteile.



Erhältlich für
› Kolostomieversorgung*


*Demnächst in weiteren Varianten erhältlich

SenSura® Mio Flex

Die zweiteilige Versorgung SenSura® Mio Flex bietet viel Bewegungsfreiheit und Komfort. Dank eines einfachen Klebesystems kommt SenSura® Mio Flex ganz ohne Rastring aus. Der Beutel wird dabei einfach mit der **Klebefläche** auf die Haftzone der SenSura® Mio Flex Basisplatte geklebt. Dadurch ist die SenSura® Mio Flex Versorgung besonders flach, flexibel und anpassungsfähig.



Erhältlich für
› SenSura® Mio Plan
› SenSura® Mio Konvex Light
› SenSura® Mio Konvex Light Soft



Die Kolostomieversorgung

Anwender:innen mit einem Kolostoma bietet SenSura® Mio ein umfangreiches Sortiment an Produkten für eine optimale Versorgung des Stomas. Die Produkte erfüllen nicht nur die medizinischen Anforderungen, sondern auch die persönlichen Bedürfnisse der Anwender:innen mit einem Höchstmaß an Diskretion und guter Verträglichkeit.

Für ein Maximum an Kontrolle ermöglicht ein transparentes Sichtfenster bei allen lichtgrauen Kolostomiebeuteln bei Bedarf freie Sicht auf das Stoma. Zusätzlich erleichtert es das Anbringen der Versorgung.

Tipp:

Für Anwender:innen mit sehr dünnflüssigem Stuhl könnten auch offene Beutel der Ileostomieversorgung in Frage kommen (s. S. 16).

Das Kolostomie-Sortiment

Hautschutz

plan, konvex in drei Ausführungen, konkav

System

einteilig, zweiteilig

Erhältliche Beutelgrößen

mini, midi, maxi

Lochgrößen


ausschneidbar, vorgestanzt

Ausführungen

lichtgrau, transparent



Transparentes Sichtfenster



Die Ileostomieversorgung

Die SenSura® Mio Ausstreifbeutel eignen sich besonders für die Versorgung von Patient:innen mit einem Ileostoma und flüssiger bis breiiger Ausscheidungskonsistenz. Die Produkte erfüllen nicht nur die medizinischen Anforderungen, sondern auch die persönlichen Bedürfnisse der Anwender:innen mit einem Höchstmaß an Diskretion und guter Verträglichkeit. Für ein Maximum an Kontrolle ermöglicht ein transparentes Sichtfenster bei allen lichtgrauen

Ileostomiebeuteln bei Bedarf freie Sicht auf das Stoma. Zusätzlich erleichtert es das Anbringen der Versorgung.

Der diskrete Hide-away® Auslass ermöglicht eine einfache Entleerung des Beutels und lässt sich mit Hilfe eines Klettverschluss-Systems sicher verschließen und an zwei Positionen unter dem Textilstoff verbergen.

Das Ileostomie-Sortiment

Hautschutz

plan, konvex in drei Ausführungen, konkav

System

einteilig, zweiteilig

Erhältliche Beutelgrößen

mini, midi, maxi

Lochgrößen


ausschneidbar, vorgestanzt

Ausführungen

lichtgrau, transparent, schwarz



Hide-away® Auslass



Die Urostomieversorgung

Die SenSura® Mio Urostomiebeutel sind mit einem speziellen **Mehrkammersystem** ausgestattet und bieten einen angenehmen Tragekomfort. Die Produkte erfüllen nicht nur die medizinischen Anforderungen, sondern auch die persönlichen Bedürfnisse der Anwender:innen mit einem Höchstmaß an Diskretion und guter Verträglichkeit. Durch die Unterteilung des Beutels in mehrere Kammern bleibt er auch in gefülltem Zustand unauffällig, flach und geräuscharm.

Der Auslass ist aus weichem Material und trägt daher kaum auf. Die integrierte Rückflusssperre verhindert zudem das Zurücklaufen des Urins.

Bei den lichtgrauen Modellen kann der Auslass in einer kleinen Tasche im Textilstoff verborgen werden – für mehr Diskretion und Komfort.

Das Urostomie-Sortiment

Hautschutz

plan, konvex in drei Ausführungen, konkav

System

einteilig, zweiteilig

Erhältliche Beutelgrößen

midi, maxi

Lochgrößen

ausschneidbar, vorgestanzt

Ausführungen

lichtgrau, transparent




Mehrkammersystem



Leer



Füllmenge 400 ml



Von Anfang an gut versorgt

SenSura® Mio Post-OP

Die SenSura® Mio Post-OP-Versorgung haftet sicher auf dem empfindlichen Bauch und ermöglicht durch das Behandlungsfenster eine einfache Überwachung und Reinigung des frisch operierten Stomas. Sie ist besonders hautschonend und zugleich auch resistent gegen aggressive Ausscheidungen.

Weitere Produktmerkmale

- › Sanfter Textilstoff für hohen Tragekomfort
- › Tiefer Beutel mit hoher Aufnahmekapazität für genügend Freiraum des Stomas nach der Operation
- › Trichterförmiger Post-OP-Auslass mit Stöpselverschluss für einfache und hygienische Entleerung
- › Bei festeren Ausscheidungen kann der Auslass abgeschnitten und mit einem Clip oder einer Verschlussklammer verschlossen werden

Das Post-OP-Sortiment

Erhältlich in den Varianten

steril, unsteril

Ausführung

transparent mit Skalierung und fixiertem Behandlungsfenster

Stomagröße

10–70 mm, 10–100 mm

Beutelvolumen

680 ml und 725 ml



Post-OP-Beutel

Ileo-Tagdrainagen für mehr Kapazität und Diskretion



In den ersten Tagen nach der Anlage eines Stomas kann es vermehrt zu dünnflüssigen Ausscheidungen kommen, so dass der Stomabeutel auch nachts mehrfach entleert werden muss. Das ist nicht nur ruhestörend für Patient:innen, sondern auch sehr zeitaufwendig für das Pflegepersonal – denn gerade bei Patient:innen mit einem Kurzdarmsyndrom oder High-Output-Stoma ist die Versorgung oftmals schwierig. Darum hat Coloplast für Ileostomaträger:innen mit hohen Ausscheidungsmengen spezielle Produkte entwickelt, die in den ersten Tagen nach der Operation auch für Kolostomaträger:innen geeignet sind.

Einteilige SenSura® Mio Ileo-Tagdrainage

Das hohe Beutelvolumen und der diskrete Textilstoff vereinfachen frisch operierten Patient:innen den Übergang zu einer Standardversorgung.

Weitere Produktmerkmale

- › Sichtfenster zur Inspektion
- › Aufgedruckte Messskala bei transparenten Beuteln zur schnellen Bestimmung der Ausscheidungsmenge
- › Trichterförmiger Post-OP-Auslass mit Stöpselverschluss für einfache und hygienische Entleerung
- › Kompatibel mit allen Standard-Auffangbeuteln sowie dem Coloplast Bettbeutel
- › Erhältlich in plan, konvex light soft und konvex light

Zweiteilige SenSura® Mio Ileo-Tagdrainage

Die zweiteiligen Ileo-Tagdrainagen verfügen über ein hohes Fassungsvermögen und ermöglichen so lange Intervalle zwischen den Versorgungswechseln.

Weitere Produktmerkmale

- › Erhältlich mit Click- oder Flex-Kopplung
- › Integrierte Rücklaufsperrung
- › Mini-Variante mit Fassungsvermögen eines Standard-Ausstreifbeutels erhältlich – geeignet für kleine, zierliche Patient:innen und den häuslichen Gebrauch, integrierte Rücklaufsperrung
- › Zwei Auslassformen wählbar: großlumiger Auslass (Ø 13 mm) und Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)

Coloplast Bettbeutel

Mit einem Fassungsvermögen von 2000 ml ermöglicht der Bettbeutel ausgedehnte Ruhepausen zwischen den Versorgungswechseln. Der Schlauch hat ein extragroßes Lumen, damit keine Blockaden entstehen. Der Bettbeutel kann an beide Auslassformen angeschlossen werden und ist daher mit allen Coloplast Post-OP-Beuteln und Ileo-Tagdrainagen kompatibel.



Coloplast Bettbeutel



Post-OP- und großlumiger Auslass







Ganz sicher. Mit Brava®

Leckagen und Hautirritationen sind die größten Herausforderungen für Stomaträger:innen. Die Ursache ist eine schlecht sitzende Versorgung, denn unterschiedliche Körper und unterschiedliche Lebensstile benötigen individuelle Lösungen.

Coloplast bietet mit Brava® ein Sortiment hochwertiger Produkte an, die es einfacher machen, die bestehende Versorgung an den Körper anzupassen, die Haut zu schützen und den Versorgungswechsel zu optimieren.

Auf diese Weise können Leckagen reduziert werden, so dass die stomaumgebende Haut geschützt und gepflegt wird.

Die Brava® Produkte zeichnen sich durch ihr benutzerfreundliches Design und ihre unkomplizierte Handhabung aus. Alle Produkte des Brava® Sortiments sind besonders hautfreundlich und enthalten keinen Alkohol. Stomaträger:innen und Anwender:innen können sich gewiss sein:

Sie sind sicher versorgt.

Die Haut schützen

- › Brava® Schutzcreme
- › Brava® Hautschutz
- › Brava® Hautschutzplatte
- › Brava® Hydrokolloid-Puder

Die Versorgung individuell anpassen

- › Brava® Modellierbarer Hautschuttring Plus
- › Brava® Hautschuttring Konvex
- › Brava® Elastischer Fixierstreifen
- › Brava® Modellierstreifen
- › Brava® Alkoholfreie Paste
- › Brava® Stoma Bandage
- › Brava® Gürtel

Den Versorgungswechsel optimieren

- › Brava® Pflasterentferner
- › Brava® Geruchsneutralisierendes Gleitmittel
- › Brava® Hautreinigungstuch

Die Haut schützen



Brava® Schutzcreme

Die spezielle Zusammensetzung der Brava® Schutzcreme verschafft Linderung bei trockener oder wunder Haut und lässt auch die folgende Versorgung problemlos haften. Olivenextrakte in der schützenden Schicht spenden Feuchtigkeit, vermindern Irritationen sowie Reizungen.



Brava® Hautschutz

Der Brava® Hautschutz kann Hautprobleme lindern und vermeiden. Ein Schutzfilm, der sich auf der Haut bildet, schützt vor Reizungen, verursacht durch Stomaausscheidungen und Haftmaterial. Beim einfachen Entfernen der Versorgung wird der Film komplett mitabgelöst, so dass sich keine übereinanderliegenden Schichten bilden können. Der Hautschutz ist hautfreundlich und angenehm aufzutragen. Erhältlich als Spray und als Tuch.



Brava® Hautschutzplatte

Die Hautschutzplatte ist besonders hautfreundlich und dient als zusätzliche Abdeckung der stomaumgebenden Haut. Sie zeichnet sich durch ein hohes Absorptionsvermögen aus. Die Heilung von bereits vorhandenen Hautirritationen wird unterstützt und ist eine sinnvolle Ergänzung zum Schutz beanspruchter Hautstellen.



Brava® Hydrokolloid-Puder

Nässende Haut um das Stoma herum kann mit dem Brava® Hydrokolloid-Puder gezielt und effektiv behandelt werden. Das Puder absorbiert die Feuchtigkeit der peristomalen Haut und hält sie nachhaltig trocken. Das kann mögliche Hautirritationen reduzieren und zu einer Verbesserung des peristomalen Hautzustands beitragen. Erhältlich als 25-g- oder 2-g-Flasche für den individuellen Einsatz.

Die Versorgung individuell anpassen



Brava® Modellierbarer Hautschutzring Plus

Der Hautschutzring besitzt eine hohe Anpassungsfähigkeit und ermöglicht damit eine sichere Abdichtung des Stomas – auch bei starker Bewegung. So wird das Risiko von Leckagen reduziert und die Haut geschützt. Die besondere Polymerformel macht den Hautschutzring beständig gegenüber aggressiven Ausscheidungen, bei gleichzeitiger Feuchtigkeitsaufnahme und hautschonender Ablösung. Für den bedarfsgerechten Einsatz ist der Hautschutzring Plus in diversen Stärken, Durchmessern und Starterlochgrößen erhältlich.



Brava® Hautschutzring Konkav

Der neue konvexe Hautschutzring bietet eine individuelle Konvexität für Stomata auf oder unter Hautniveau. Die stark abfallenden Ränder sind so gestaltet, dass sie Konvexität für den peristomalen Bereich bieten. Die doppelten Haftsichten schützen vor Leckagen und absorbieren Feuchtigkeit von der Oberfläche der Haut, um das pH-Niveau der Haut zu erhalten. Er ist formbar, kann an unterschiedliche Stomaformen angepasst werden und behält dabei seine Konvexität bei.



Brava® Elastischer Fixierstreifen

Die elastischen Fixierstreifen vergrößern die Haftfläche und halten die Versorgung an der richtigen Stelle. Ein ungewolltes Ablösen der Basisplatte oder das Aufrollen der Ränder wird so reduziert. Die Fixierstreifen gibt es in verschiedenen Formen. Auch in XL für eine extra große zusätzliche Haftfläche und bei Einsatz konkaver Versorgungen.



Brava® Modellierstreifen

Der Modellierstreifen dichtet Narben, Hautunebenheiten und Vertiefungen im peristomalen Bereich sicher ab. Die unkomplizierte Handhabung ermöglicht das einfache Formen und Auftragen auf die Basisplatte oder direkt auf die Haut. Der Streifen kann nach individuellem Bedarf dosiert werden und kann problemlos auch in Teilen verwendet werden.



Brava® Alkoholfreie Paste

Die Brava® Alkoholfreie Paste ist die sanfte und sichere Versorgungslösung zum Ausgleichen und Abdichten. Die Paste ist geruchsneutral und in ihrer Konsistenz extrem beständig – selbst bei aggressiven Ausscheidungen löst sie sich nicht auf. Die Alkoholfreie Paste gibt es in zwei unterschiedlichen Größen – 60 g und 25 g.



Brava® Stoma Bandage

Die Brava® Stoma Bandage bringt Erleichterung und Unterstützung bei Hernien, kann aber auch vorbeugend genutzt werden, um deren Entstehung zu vermeiden. Das nahtlose 4-Wege-Stretch Material ermöglicht in Kombination mit dem Handschuhverschluss ein einfaches Anlegen und hohen Tragekomfort. Für die Stomaversorgung kann eine individuell platzierbare Öffnung in dem verstärkten Panel auf der Vorderseite ausgeschnitten werden. Die Bandage ist waschbar bis 40 Grad.



Brava® Gürtel

Der Brava® Gürtel hält Ihre Versorgung sicher an der richtigen Stelle und kann ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit geben. Er ist auf individuelle Körperformen einstellbar und in zwei Größen erhältlich. Der Brava® Gürtel kann in Verbindung mit allen SenSura® Mio Produkten verwendet werden, die eine Gürtelbefestigung besitzen.

Brava® Gürtel sind auch für SenSura® und Assura® erhältlich.

Den Versorgungswechsel optimieren



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

Brava® Pflasterentferner

Den Pflasterentferner gibt es als Spray sowie in Form von praktischen Tüchern. Die Versorgung und Kleberückstände werden schonend entfernt, und die Haut dadurch entlastet. Der Pflasterentferner trocknet sekundenschnell, so dass die nachfolgende Versorgung sofort und problemlos haftet.

Auch als spezielle Version für SenSura® Mio Baby erhältlich.



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

Brava® Geruchsneutralisierendes Gleitmittel

Das Brava® Geruchsneutralisierende Gleitmittel macht die Beutelinenseiten gleitfähig und verhindert so, dass die Beutelfolien aneinanderhaften. Der Stuhl gleitet direkt in den unteren Teil des Beutels, was die Entleerung erleichtert. Gleichzeitig neutralisiert das Gleitmittel unangenehme Gerüche, die besonders bei der Beutellentleerung störend sein können.



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

Brava® Hautreinigungstuch

Die gebrauchsfertigen Hautreinigungstücher sind speziell für die Anwendung in der Stoma- und Kontinenzversorgung entwickelt worden. Sie eignen sich für die Anwendung auf empfindlicher und geröteter Haut.



Stoma-Irrigation – mit den Irrigationsets von SenSura® Mio und Assura®

Die Stoma-Irrigation ist eine Spülung des Dickdarmes, die nur für Kolostomapatient:innen geeignet ist, die die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Mit Hilfe der Irrigation gewinnt Patient:innen Einfluss auf ihre Ausscheidung und können statt einer Beutelversorgung eine dezente Stomakappe oder Minibeutel tragen.

Der Entleerungsschlauch ist besonders lang und erleichtert somit auch groß gewachsenen Personen die Irrigation.

Der Konus besteht aus weichem und flexiblem Material. Für die unterschiedlichen Ausprägungen des Darmlumens gibt es eine runde und eine spitzere Konusform.

Der Spülbehälter besitzt ein integriertes Thermometer. So lässt sich erkennen, ob das Wasser die geeignete Temperatur hat (36 – 37 °C).

Der Regulator sorgt dafür, dass sich die Einlaufgeschwindigkeit des Wassers regulieren lässt.



SenSura® Mio Irrigation-Set (einteilig)



Assura® Irrigation-Set (zweiteilig)



Zubehör

Stomakappen – für die wichtigsten Stunden des Tages

Wenn für Kolostomaträger:innen die Stomaversorgung einmal besonders diskret sein soll, wie z. B. beim Sport, in der Sauna oder während intimer Momente zu zweit, gibt es die dezenten und unauffälligen Stomakappen von Coloplast. Sie können ebenfalls als unauffällige Versorgung für Patient:innen dienen, die irrigieren.

Mit Sicherheit diskret versorgt:

ein- und zweiteilige Assura® Stomakappen

Die Assura® Stomakappe gibt es als einteilige Versorgung zum Ausschneiden oder auch als zweiteilige Versorgung in Kombination mit der Assura® oder SenSura® Basisplatte. Sie ist mit einer saugfähigen Einlage zur Sekretaufnahme und einem vor Feuchtigkeit geschützten Aktivkohlefilter ausgestattet und bietet dadurch die notwendige Sicherheit. Eine raschelarme Beutelfolie mit angenehmer Strukturprägung sorgt für Diskretion und ein angenehmes Tragegefühl. Die einteilige Stomakappe ist bis zu 55 mm ausschneidbar. Für Urostomaträger sind spezielle Uro Minikappen erhältlich.



Einteilige Stomakappe mit praktischer Ausschneidehilfe



Zweiteilige Stomakappe zur Kombination mit Basisplatte

Coloplast Uro Mikro- und Nachtbeutel – die perfekte Lösung für einen ruhigen, tiefen Schlaf und eine angenehme Nacht

Am Tag sollte eine Urostomieversorgung möglichst wenig einschränken und besonders diskret sein. In der Nacht sollte sie einen ungestörten Schlaf möglich machen. Kaum größer als eine Basisplatte, bietet der unauffällige Coloplast Uro Mikrobeutel in Verbindung mit dem Coloplast Uro Nachtbeutel eine diskrete Versorgung für die Nacht.

Coloplast Uro Mikrobeutel

Der außergewöhnliche Mikrobeutel für das zweiteilige Coloplast Rastringsystem ist kaum größer als eine Basisplatte und sorgt in Verbindung mit dem Coloplast Uro Nachtbeutel für eine kaum spürbare und diskrete Versorgung in der Nacht.

Der Nachtbeutel kann dank eines integrierten passgenauen Konnektors direkt mit dem weichen Auslass des Mikrobeutels verbunden werden. Der Mikrobeutel hat die Funktion eines Überleitungsbeutels, da der Urin aus dem Stoma durch den Mikrobeutel direkt in den angeschlossenen Nachtbeutel geleitet wird. Passend für alle Assura® und SenSura® Basisplatten.



Rastring mit Klick-Verriegelung



Coloplast Uro Nachtbeutel

Das hohe Fassungsvermögen des Coloplast Uro Nachtbeutels von 2000 ml macht ein Entleeren des Urostomiebeutels während der Nacht überflüssig. So ermöglicht er den Anwender:innen eine ungestörte Nachtruhe. Der Coloplast Uro Nachtbeutel verfügt über einen flexiblen **abknicksicheren Schlauch**, der auf die gewünschte Länge gekürzt werden kann. So kann der Urin auch bei unruhigem Schlaf ungehindert abfließen. Für die Anwender:innen bedeutet dies mehr Komfort beim Schlafen, da sich kein störender Beutel mehr auf dem Bauch befindet.

Der integrierte Konnektor erlaubt eine einfache Anbringung der Mikro- und Urostomiebeutel. Die Rückflusssperre im Einlassventil sorgt für sicheres Abfließen des Urins, und der **doppelte Sicherheitsverschluss** des Coloplast Uro Nachtbeutels verhindert ein versehentliches Öffnen.


Mit der Conveen® Beutel-Aufhängung kann der Nachtbeutel einfach am Bett befestigt werden.

Passend für alle Urostomiebeutel von

- › SenSura® Mio
- › Assura®
- › SenSura®
- › Easiflex®



Kombination von Uro Mikrobeutel und Nachtbeutel



Coloplast Fistel- und Wundversorgungssystem

Das Fistel- und Wundversorgungssystem ist insbesondere für große Wunden und Fisteln im Bauchbereich geeignet. Alle drei Größen des Systems sind mit einem aufblasbaren Ring für eine erleichterte Versorgung und mit einem wellenförmigen, flexiblen Hautschutz ausgestattet. Die Ablaufhilfe zur Sekreteableitung lässt sich leicht anbringen und die Mess-Schablone unterstützt beim Zuschneiden des Wundfeldes. Mit einer Klammer kann bei den Größen Midi und Maxi eine der Auslasskammern während der Anwendung verschlossen werden.

Separat erhältlich sind außerdem Bettbeutel, Beutelaufhängungen, Ablaufhilfen und flexible Behandlungsfenster in drei Größen.

Bestellinformationen

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie alle Informationen über das komplette Coloplast Stoma-Produktsortiment, die Sie für Ihre Bestellung benötigen.

Einteilige Versorgung

- 32 | Einteilig, geschlossen, plan
- 34 | Einteilig, geschlossen, konkav
- 34 | Einteilig, geschlossen, konvex light soft
- 35 | Einteilig, geschlossen, konvex light
- 36 | Einteilig, geschlossen, konvex
- 37 | Einteilig, offen, plan
- 38 | Einteilig, offen, konkav
- 39 | Einteilig, offen, konvex light soft
- 39 | Einteilig, offen, konvex light
- 40 | Einteilig, offen, konvex
- 41 | Einteilig, Uro, plan
- 42 | Einteilig, Uro, konkav
- 43 | Einteilig, Uro, konvex light soft
- 43 | Einteilig, Uro, konvex light
- 44 | Einteilig, Uro, konvex
- 45 | Einteilig, Stomakappe

Zweiteilige Versorgung

- 46 | Zweiteilig, Basisplatten, plan
- 48 | Zweiteilig, Basisplatten, konkav
- 49 | Zweiteilig, Basisplatten, konvex light soft
- 49 | Zweiteilig, Basisplatten, konvex light
- 51 | Zweiteilig, Basisplatten, konvex
- 52 | Zweiteilig, Beutel, geschlossen
- 55 | Zweiteilig, Beutel, offen
- 57 | Zweiteilig, Beutel, Uro
- 59 | Zweiteilig, Stomakappen

Post-OP-Versorgung

- 60 | Einteilig, Post-OP
- 61 | Einteilig, Ileo-Tagdrainage, plan
- 62 | Einteilig, Ileo-Tagdrainage, konvex light soft
- 62 | Einteilig, Ileo-Tagdrainage, konvex light
- 63 | Zweiteilig, Ileo-Tagdrainage

Säuglings- und Kinderversorgung

- 66 | Stomaversorgung für Säuglinge
- 66 | Einteilig Beutel für Kinder
- 68 | Zweiteilig Basisplatten für Kinder
- 68 | Zweiteilig Beutel für Kinder

Zubehör

- 70 | Ergänzungsprodukte
- 72 | Irrigation
- 73 | Hautpflege
- 74 | Hautschutz
- 76 | Bandage
- 77 | Drainageversorgung
- 77 | Fistel- und Wundversorgung

78 | Index

82 | Notizen

Fünf Hautschutzvarianten:



Plan



Konvex Light Soft



Konvex Light



Konvex



Konkav



Bei SenSura® Mio Produkten finden Sie die Artikelnummer, indem Sie oberhalb des Hautschutzes einen Blick unter den Beutelbezug werfen.

Einteilige Versorgung

EINTEILIG, GESCHLOSSEN, PLAN



SenSura® Mio

Geschlossener Beutel mit Sichtfenster, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 10870 | mini | 15–45* | 30 | 10201662 | 29.26.01.4027 |
| 10871 | midi | 15–45* | 30 | 10201679 | 29.26.01.2139 |
| 10872 | midi | 25 | 30 | 10201685 | 29.26.01.2139 |
| 10873 | midi | 30 | 30 | 10201691 | 29.26.01.2139 |
| 10874 | midi | 35 | 30 | 10206010 | 29.26.01.2139 |
| 10881 | maxi | 15–45* | 30 | 10201722 | 29.26.01.2139 |
| 10883 | maxi | 30 | 30 | 10201739 | 29.26.01.2139 |
| 10884 | maxi | 35 | 30 | 10201716 | 29.26.01.2139 |
| 10885 | maxi | 40–55* | 30 | 10201751 | 29.26.01.2139 |
| 18371 | maxi | 10–70* | 30 | 19230837 | 29.26.01.2139 |
| 18373 | maxi | 10–100* | 30 | 19230843 | 29.26.01.2139 |

Geschlossener Beutel mit Sichtfenster, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 10891 | maxi | 15–55* | 30 | 10201768 | 29.26.01.2139 |

SenSura®

Geschlossener Beutel mit Sichtfenster, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 15020 | midi | 10–66* | 30 | 05373697 | 29.26.01.4021 |
| 15021 | midi | 25 | 30 | 05373711 | 29.26.01.2118 |
| 15022 | midi | 30 | 30 | 05373728 | 29.26.01.2118 |
| 15023 | midi | 35 | 30 | 05373734 | 29.26.01.2118 |
| 15030 | maxi | 10–76* | 30 | 05373740 | 29.26.01.2118 |

Geschlossener Beutel, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 154201 | mini | 10–66* | 30 | 02847031 | 29.26.01.4021 |
| 154501 | midi | 10–66* | 30 | 02886545 | 29.26.01.2104 |
| 154521 | midi | 25 | 30 | 02887450 | 29.26.01.2104 |
| 154531 | midi | 30 | 30 | 03004636 | 29.26.01.2104 |
| 154541 | midi | 35 | 30 | 03004642 | 29.26.01.2104 |
| 154551 | midi | 40 | 30 | 03007310 | 29.26.01.2104 |
| 154561 | midi | 45 | 30 | 03009289 | 29.26.01.2104 |
| 154571 | midi | 50 | 30 | 03009295 | 29.26.01.2104 |
| 154801 | maxi | 10–76* | 30 | 03029317 | 29.26.01.2105 |
| 154821 | maxi | 25 | 30 | 03029369 | 29.26.01.2105 |
| 154831 | maxi | 30 | 30 | 03029375 | 29.26.01.2105 |
| 154841 | maxi | 35 | 30 | 03029381 | 29.26.01.2105 |

SenSura®

Geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 154411 | midi | 10-66* | 30 | 02847143 | 29.26.01.2104 |
| 154421 | midi | 25 | 30 | 02886195 | 29.26.01.2104 |
| 154431 | midi | 30 | 30 | 02886226 | 29.26.01.2104 |
| 154441 | midi | 35 | 30 | 02886232 | 29.26.01.2104 |
| 154701 | maxi | 10-76* | 30 | 03009786 | 29.26.01.2105 |
| 154721 | maxi | 25 | 30 | 03009792 | 29.26.01.2105 |
| 154731 | maxi | 30 | 30 | 03029292 | 29.26.01.2105 |
| 154741 | maxi | 35 | 30 | 03029300 | 29.26.01.2105 |

Assura® Comfort

Geschlossener Beutel, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 12110 | mini | 20-50*/65 | 40 | 00892990 | 29.26.01.2087 |
| 12140 | midi | 20-50*/65 | 40 | 08997837 | 29.26.01.2087 |
| 12144 | midi | 25 | 40 | 08996074 | 29.26.01.2087 |
| 12145 | midi | 30 | 40 | 08996080 | 29.26.01.2087 |
| 12146 | midi | 35 | 40 | 08996097 | 29.26.01.2087 |
| 12147 | midi | 40 | 40 | 08996105 | 29.26.01.2087 |
| 12148 | midi | 45 | 40 | 08996111 | 29.26.01.2087 |
| 12149 | midi | 50 | 40 | 08996128 | 29.26.01.2087 |
| 12170 | maxi | 20-60*/75 | 40 | 08996134 | 29.26.01.2087 |
| 12174 | maxi | 25 | 40 | 00893096 | 29.26.01.2087 |
| 12175 | maxi | 30 | 40 | 00893104 | 29.26.01.2087 |
| 12176 | maxi | 35 | 40 | 00893110 | 29.26.01.2087 |

Geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 12130 | midi | 20-50*/65 | 40 | 08996022 | 29.26.01.2087 |
| 12134 | midi | 25 | 40 | 08996039 | 29.26.01.2087 |
| 12135 | midi | 30 | 40 | 08996045 | 29.26.01.2087 |
| 12136 | midi | 35 | 40 | 08996051 | 29.26.01.2087 |
| 12160 | maxi | 20-60*/75 | 40 | 08996068 | 29.26.01.2087 |
| 12164 | maxi | 25 | 40 | 00892961 | 29.26.01.2087 |
| 12165 | maxi | 30 | 40 | 00892978 | 29.26.01.2087 |
| 12166 | maxi | 35 | 40 | 00892984 | 29.26.01.2087 |

* Ausschneidbare Öffnung



SenSura® Mio Konkav

Geschlossener Beutel mit Sichtfenster, lichtgrau, ¹ transparent

| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Plattengröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|--------------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 18150 | mini | 🌿 S | 10–40* | 10 | 12547844 | 29.26.01.4027 |
| 18151 | midi | 🌿 S | 10–40* | 10 | 12547850 | 29.26.01.3047 |
| 18152 | maxi | 🌿 S | 10–40* | 10 | 12547867 | 29.26.01.3047 |
| 18160 | midi | 🌟 M | 10–50* | 10 | 12547873 | 29.26.01.3047 |
| 18161 | midi | 🌟 M | 25 | 10 | 12547896 | 29.26.01.3047 |
| 18162 | midi | 🌟 M | 30 | 10 | 12547904 | 29.26.01.3047 |
| 18163 | midi | 🌟 M | 35 | 10 | 12547910 | 29.26.01.3047 |
| 18170 | maxi | 🌟 M | 10–50* | 10 | 12547927 | 29.26.01.3047 |
| 18171 | maxi | 🌟 M | 25 | 10 | 12547933 | 29.26.01.3047 |
| 18172 | maxi | 🌟 M | 30 | 10 | 12547956 | 29.26.01.3047 |
| 18173 | maxi | 🌟 M | 35 | 10 | 12547962 | 29.26.01.3047 |
| 18180 | maxi | 🌟 L | 10–60* | 10 | 12547979 | 29.26.01.3047 |
| 18181 | maxi | 🌟 L | 40 | 10 | 12547985 | 29.26.01.3047 |
| 18182 | maxi | 🌟 L | 45 | 10 | 12547991 | 29.26.01.3047 |
| 18185 ¹ | maxi | 🌟 L | 10–60* | 10 | 12548016 | 29.26.01.3047 |



SenSura® Mio

Geschlossener Beutel mit Sichtfenster, Konvex Light Soft, 6 mm Tiefe, lichtgrau, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16301 | midi | 15–33* | 10 | 11098769 | 29.26.01.3037 |
| 16305 | maxi | 15–33* | 10 | 11098781 | 29.26.01.3037 |
| 16306 | maxi | 10–50* | 10 | 11098858 | 29.26.01.3037 |
| 16310 | maxi | 25–33* | 10 | 11098798 | 29.26.01.3037 |
| 16311 | maxi | 28–33* | 10 | 11098806 | 29.26.01.3037 |
| 16312 | maxi | 31–50* | 10 | 11098835 | 29.26.01.3037 |
| 16313 | maxi | 35–50* | 10 | 11098841 | 29.26.01.3037 |

Geschlossener Beutel, Konvex Light Soft, 6 mm Tiefe, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16315 | maxi | 10–50* | 10 | 11098864 | 29.26.01.3037 |



SenSura® Mio

Geschlossener Beutel mit Sichtfenster, Konvex Light, 6 mm Tiefe, lichtgrau, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16322 | midi | 15–33* | 10 | 11098870 | 29.26.01.3038 |
| 16323 | midi | 31–43* | 10 | 11098893 | 29.26.01.3038 |
| 16326 | maxi | 15–33* | 10 | 11098887 | 29.26.01.3038 |
| 16327 | maxi | 31–43* | 10 | 11098901 | 29.26.01.3038 |
| 16330 | maxi | 25–33* | 10 | 11098918 | 29.26.01.3038 |
| 16331 | maxi | 28–33* | 10 | 11098924 | 29.26.01.3038 |
| 16332 | maxi | 10–43* | 10 | 14053425 | 29.26.01.3038 |
| 16333 | maxi | 35–43* | 10 | 11098930 | 29.26.01.3038 |

Geschlossener Beutel, Konvex Light, 6 mm Tiefe, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16335 | maxi | 10–43* | 10 | 11098947 | 29.26.01.3038 |

SenSura®

Geschlossener Beutel, Konvex Light, beige, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 15403 | midi | 15–33* | 10 | 00819160 | 29.26.01.3013 |
| 15404 | midi | 15–43* | 10 | 00819177 | 29.26.01.3013 |
| 15413 | midi | 25 | 10 | 00826987 | 29.26.01.3013 |
| 15414 | midi | 28 | 10 | 00827024 | 29.26.01.3013 |
| 15415 | midi | 31 | 10 | 00827047 | 29.26.01.3013 |
| 15407 | maxi | 15–33* | 10 | 00827596 | 29.26.01.3013 |
| 15408 | maxi | 15–43* | 10 | 00827662 | 29.26.01.3013 |

Geschlossener Beutel, Konvex Light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 15401 | midi | 15–33* | 10 | 00817385 | 29.26.01.3013 |
| 15405 | maxi | 15–33* | 10 | 00827076 | 29.26.01.3013 |
| 15406 | maxi | 15–43* | 10 | 00827082 | 29.26.01.3013 |

*Ausschneidbare Öffnung

Assura® Comfort

Geschlossener Beutel, Konvex Light, beige, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14434 | midi | 15-33* | 10 | 04011696 | 29.26.01.3008 |
| 14451 | midi | 21 | 10 | 04011590 | 29.26.01.3008 |
| 14452 | midi | 25 | 10 | 04011526 | 29.26.01.3008 |
| 14453 | midi | 28 | 10 | 04011495 | 29.26.01.3008 |
| 14454 | midi | 31 | 10 | 04011489 | 29.26.01.3008 |
| 14444 | maxi | 15-33* | 10 | 04011638 | 29.26.01.3008 |
| 14445 | maxi | 15-43* | 10 | 04011615 | 29.26.01.3008 |

Geschlossener Beutel, Konvex Light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14441 | maxi | 15-33* | 10 | 04011650 | 29.26.01.3008 |
| 14442 | maxi | 15-43* | 10 | 04011644 | 29.26.01.3008 |

EINTEILIG, GESCHLOSSEN, KONVEX



SenSura® Mio

Geschlossener Beutel mit Sichtfenster, Konvex, 9mm Tiefe, lichtgrau, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16342 | midi | 15-33* | 10 | 11098953 | 29.26.01.3039 |
| 16343 | midi | 31-43* | 10 | 11098982 | 29.26.01.3039 |
| 16346 | maxi | 15-33* | 10 | 11098976 | 29.26.01.3039 |
| 16347 | maxi | 31-43* | 10 | 11098999 | 29.26.01.3039 |
| 16350 | maxi | 25-33* | 10 | 11099007 | 29.26.01.3039 |
| 16351 | maxi | 28-33* | 10 | 11099013 | 29.26.01.3039 |
| 16352 | maxi | 10-43* | 10 | 14053431 | 29.26.01.3039 |
| 16353 | maxi | 35-43* | 10 | 11099036 | 29.26.01.3039 |

Geschlossener Beutel, Konvex, 9mm Tiefe, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16355 | maxi | 10-43* | 10 | 11099042 | 29.26.01.3039 |

Assura® Comfort

Geschlossener Beutel, Konvex, beige, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14043 | midi | 21 | 10 | 01689713 | 29.26.01.3007 |
| 14044 | midi | 25 | 10 | 01689736 | 29.26.01.3007 |
| 14045 | midi | 28 | 10 | 01689742 | 29.26.01.3007 |
| 14046 | midi | 31 | 10 | 01689765 | 29.26.01.3007 |
| 14005 | maxi | 15-33* | 10 | 01689699 | 29.26.01.3007 |
| 14006 | maxi | 15-43* | 10 | 01689707 | 29.26.01.3007 |

Assura® Comfort

Geschlossener Beutel, Konvex, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14033 | midi | 21 | 10 | 01689759 | 29.26.01.3007 |
| 14034 | midi | 25 | 10 | 01689771 | 29.26.01.3007 |
| 14035 | midi | 28 | 10 | 01689788 | 29.26.01.3007 |
| 14002 | maxi | 15–33* | 10 | 01689647 | 29.26.01.3007 |
| 14003 | maxi | 15–43* | 10 | 01689653 | 29.26.01.3007 |

EINTEILIG, OFFEN, PLAN



SenSura® Mio

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass mit Sichtfenster, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10431 | mini | 10–45* | 30 | 10201774 | 29.26.02.4014 |
| 10441 | midi | 10–45* | 30 | 10201780 | 29.26.02.2145 |
| 10442 | midi | 25 | 30 | 10201797 | 29.26.02.2145 |
| 10443 | midi | 30 | 30 | 10201805 | 29.26.02.2145 |
| 10444 | midi | 35 | 30 | 10201811 | 29.26.02.2145 |
| 10451 | maxi | 10–55* | 30 | 10201828 | 29.26.02.2145 |
| 10452 | maxi | 30 | 30 | 10201834 | 29.26.02.2145 |
| 10453 | maxi | 35 | 30 | 10201840 | 29.26.02.2145 |
| 10454 | maxi | 40 | 30 | 10201857 | 29.26.02.2145 |
| 13690 | maxi | 25–55* | 30 | 17852457 | 29.26.02.2187 |
| 18376 | maxi | 10–70* | 30 | 19230866 | 29.26.02.2145 |
| 18378 | maxi | 10–100* | 30 | 19230872 | 29.26.02.2145 |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass mit Sichtfenster, schwarz



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18992 | mini | 10–45* | 30 | 19273462 | 29.26.02.4014 |
| 18993 | midi | 10–45* | 30 | 19273479 | 29.26.02.2145 |
| 18994 | maxi | 10–55* | 30 | 19273485 | 29.26.02.2145 |
| 18995 | maxi | 30–45* | 30 | 19273491 | 29.26.02.2145 |
| 18996 | maxi | 35–45* | 30 | 19273516 | 29.26.02.2145 |
| 18997 | maxi | 40–45* | 30 | 19273522 | 29.26.02.2145 |
| 18998 | maxi | 25–55* | 30 | 19273539 | 29.26.02.2145 |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10458 | maxi | 10–55* | 30 | 10201863 | 29.26.02.2145 |

*Ausschneidbare Öffnung

SenSura®

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 155201 | mini | 10–66* | 30 | 03029435 | 29.26.02.4010 |
| 155501 | midi | 10–66* | 30 | 03029895 | 29.26.02.2100 |
| 155521 | midi | 25 | 30 | 03029955 | 29.26.02.2100 |
| 155531 | midi | 30 | 30 | 03029984 | 29.26.02.2100 |
| 155541 | midi | 35 | 30 | 03029990 | 29.26.02.2100 |
| 155801 | maxi | 10–76* | 30 | 03030007 | 29.26.02.2101 |
| 155821 | maxi | 25 | 30 | 03030013 | 29.26.02.2101 |
| 155831 | maxi | 30 | 30 | 03036027 | 29.26.02.2101 |
| 155841 | maxi | 35 | 30 | 03037104 | 29.26.02.2101 |

SenSura®

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 155411 | midi | 10–66* | 30 | 03029458 | 29.26.02.2100 |
| 155701 | maxi | 10–76* | 30 | 03029398 | 29.26.02.2101 |
| 155721 | maxi | 25 | 30 | 03029406 | 29.26.02.2101 |
| 155731 | maxi | 30 | 30 | 03029412 | 29.26.02.2101 |
| 155741 | maxi | 35 | 30 | 03029429 | 29.26.02.2101 |

Assura® Comfort

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 13810 | mini | 12–55* | 40 | 01404892 | 29.26.02.2084 |
| 13840 | midi | 12–55* | 40 | 01404917 | 29.26.02.2084 |
| 13844 | midi | 25 | 40 | 01404923 | 29.26.02.2084 |
| 13845 | midi | 30 | 40 | 01404946 | 29.26.02.2084 |
| 13870 | maxi | 12–70* | 40 | 01405006 | 29.26.02.2084 |
| 13874 | maxi | 25 | 40 | 01405012 | 29.26.02.2084 |
| 13875 | maxi | 30 | 40 | 01405029 | 29.26.02.2084 |
| 13876 | maxi | 35 | 40 | 01405035 | 29.26.02.2084 |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 13830 | midi | 12–55* | 40 | 01404900 | 29.26.02.2084 |
| 13860 | maxi | 12–70* | 40 | 01404998 | 29.26.02.2084 |

EINTEILIG, OFFEN, KONKAV



SenSura® Mio Konkav

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass mit Sichtfenster, lichtgrau, ¹ transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Plattengröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18251 | midi (342 ml) | ★ S | 10–40* | 10 | 12548080 | 29.26.02.3069 |
| 18252 | maxi (470 ml) | ★ S | 10–40* | 10 | 12548097 | 29.26.02.3069 |
| 18260 | midi (342 ml) | ★ M | 10–50* | 10 | 12548105 | 29.26.02.3069 |
| 18270 | maxi (470 ml) | ★ M | 10–50* | 10 | 12548111 | 29.26.02.3069 |
| 18271 | maxi (470 ml) | ★ M | 25 | 10 | 12548128 | 29.26.02.3069 |
| 18272 | maxi (470 ml) | ★ M | 30 | 10 | 12548134 | 29.26.02.3069 |
| 18273 | maxi (470 ml) | ★ M | 35 | 10 | 12548140 | 29.26.02.3069 |
| 18280 | maxi (470 ml) | ★ L | 10–60* | 10 | 12548157 | 29.26.02.3069 |
| 18281 | maxi (470 ml) | ★ L | 40 | 10 | 12548186 | 29.26.02.3069 |
| 18285 ¹ | maxi (470 ml) | ★ L | 10–60* | 10 | 12548192 | 29.26.02.3069 |



SenSura® Mio

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, Konvex Light Soft, 6 mm Tiefe, mit Hide-away® Auslass, lichtgrau, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16401 | midi | 15-33* | 10 | 11099059 | 29.26.02.3050 |
| 16405 | maxi | 15-33* | 10 | 11099065 | 29.26.02.3050 |
| 16406 | maxi | 10-50* | 10 | 11099119 | 29.26.02.3050 |
| 16410 | maxi | 25-33* | 10 | 11099071 | 29.26.02.3050 |
| 16411 | maxi | 28-33* | 10 | 11099088 | 29.26.02.3050 |
| 16412 | maxi | 31-50* | 10 | 11099094 | 29.26.02.3050 |
| 16413 | maxi | 35-50* | 10 | 11099102 | 29.26.02.3050 |

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, Konvex Light Soft, 6 mm Tiefe, mit Hide-away® Auslass, schwarz, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 18970 | midi | 15-33* | 10 | 19273350 | 29.26.02.3050 |
| 18971 | maxi | 15-33* | 10 | 19273367 | 29.26.02.3050 |
| 18972 | maxi | 10-50* | 10 | 19273373 | 29.26.02.3050 |
| 18973 | maxi | 25-33* | 10 | 19273404 | 29.26.02.3050 |
| 18974 | maxi | 28-33* | 10 | 19273410 | 29.26.02.3050 |
| 18975 | maxi | 31-50* | 10 | 19273427 | 29.26.02.3050 |
| 18976 | maxi | 35-50* | 10 | 19273456 | 29.26.02.3050 |

Ausstreifbeutel, Konvex Light Soft, 6 mm Tiefe, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16415 | maxi | 10-50* | 10 | 11099125 | 29.26.02.3050 |



SenSura® Mio

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, Konvex Light, 6 mm Tiefe, mit Hide-away® Auslass, lichtgrau, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16422 | midi | 15-33* | 10 | 11099131 | 29.26.02.3051 |
| 16423 | midi | 31-43* | 10 | 11099160 | 29.26.02.3051 |
| 16426 | maxi | 15-33* | 10 | 11099148 | 29.26.02.3051 |
| 16427 | maxi | 31-43* | 10 | 11099177 | 29.26.02.3051 |
| 16430 | maxi | 21-33* | 10 | 11099183 | 29.26.02.3051 |
| 16431 | maxi | 25-33* | 10 | 11099214 | 29.26.02.3051 |
| 16432 | maxi | 28-33* | 10 | 11099220 | 29.26.02.3051 |
| 16434 | maxi | 35-43* | 10 | 11099237 | 29.26.02.3051 |
| 16436 | maxi | 10-43* | 10 | 14053448 | 29.26.02.3051 |

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, Konvex Light, 6 mm Tiefe, mit Hide-away® Auslass, schwarz, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 18951 | midi | 15-33* | 10 | 19273278 | 29.26.02.3051 |
| 18953 | maxi | 15-33* | 10 | 19273284 | 29.26.02.3051 |
| 18954 | maxi | 31-43* | 10 | 19273290 | 29.26.02.3051 |
| 18955 | maxi | 21-23* | 10 | 19273309 | 29.26.02.3051 |
| 18956 | maxi | 25-33* | 10 | 19273315 | 29.26.02.3051 |
| 18957 | maxi | 28-33* | 10 | 19273321 | 29.26.02.3051 |
| 18958 | maxi | 35-43* | 10 | 19273338 | 29.26.02.3051 |
| 18959 | maxi | 10-43* | 10 | 19273344 | 29.26.02.3051 |

* Ausschneidbare Öffnung

Ausstreifbeutel, Konvex Light, 6 mm Tiefe, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16435 | maxi | 10-43* | 10 | 11099243 | 29.26.02.3051 |

SenSura®

Ausstreifbeutel, Konvex Light, mit Hide-away® Auslass, beige, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 15500 | midi | 15-33* | 10 | 00827685 | 29.26.02.3016 |
| 15509 | maxi | 15-43* | 10 | 00815216 | 29.26.02.3016 |
| 15537 | maxi | 25 | 10 | 00815239 | 29.26.02.3016 |
| 15538 | maxi | 28 | 10 | 00817008 | 29.26.02.3016 |
| 15539 | maxi | 31 | 10 | 00817072 | 29.26.02.3016 |

Ausstreifbeutel, Konvex Light, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 15205 | maxi | 15-33* | 10 | 00827745 | 29.26.02.3016 |
| 15206 | maxi | 15-43* | 10 | 00827751 | 29.26.02.3016 |

Assura® Comfort

Ausstreifbeutel, Konvex Light, mit Hide-away® Auslass, beige, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14404 | midi | 15-33* | 10 | 02238852 | 29.26.02.3010 |
| 14405 | midi | 15-43* | 10 | 02239047 | 29.26.02.3010 |
| 14414 | maxi | 15-33* | 10 | 02238881 | 29.26.02.3010 |
| 14415 | maxi | 15-43* | 10 | 02239136 | 29.26.02.3010 |
| 14421 | maxi | 21 | 10 | 02238390 | 29.26.02.3010 |
| 14422 | maxi | 25 | 10 | 02238651 | 29.26.02.3010 |
| 14423 | maxi | 28 | 10 | 02238800 | 29.26.02.3010 |

Ausstreifbeutel, Konvex Light, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14411 | maxi | 15-33* | 10 | 02238869 | 29.26.02.3010 |
| 14412 | maxi | 15-43* | 10 | 02239076 | 29.26.02.3010 |

EINTEILIG, OFFEN, KONVEX



SenSura® Mio

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, Konvex, 9 mm Tiefe, mit Hide-away® Auslass, lichtgrau, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16442 | midi | 15-33* | 10 | 11099266 | 29.26.02.3052 |
| 16443 | midi | 31-43* | 10 | 11099289 | 29.26.02.3052 |
| 16446 | maxi | 15-33* | 10 | 11099272 | 29.26.02.3052 |
| 16447 | maxi | 31-43* | 10 | 11099295 | 29.26.02.3052 |
| 16450 | maxi | 21-23* | 10 | 11099303 | 29.26.02.3052 |
| 16451 | maxi | 25-33* | 10 | 11099326 | 29.26.02.3052 |
| 16453 | maxi | 28-33* | 10 | 11099332 | 29.26.02.3052 |
| 16454 | maxi | 35-43* | 10 | 11099349 | 29.26.02.3052 |
| 16456 | maxi | 10-43* | 10 | 14053454 | 29.26.02.3052 |

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, Konvex, 9 mm Tiefe, mit Hide-away® Auslass, schwarz, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 18931 | midi | 15–33* | 10 | 19273189 | 29.26.02.3052 |
| 18933 | maxi | 15–33* | 10 | 19273195 | 29.26.02.3052 |
| 18934 | maxi | 31–43* | 10 | 19273203 | 29.26.02.3052 |
| 18935 | maxi | 21–23* | 10 | 19273226 | 29.26.02.3052 |
| 18936 | maxi | 25–33* | 10 | 19273232 | 29.26.02.3052 |
| 18937 | maxi | 28–33* | 10 | 19273249 | 29.26.02.3052 |
| 18938 | maxi | 35–43* | 10 | 19273255 | 29.26.02.3052 |
| 18939 | maxi | 10–43* | 10 | 19273261 | 29.26.02.3052 |

Ausstreifbeutel, Konvex, 9mm Tiefe, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16455 | maxi | 10–43* | 10 | 11099355 | 29.26.02.3052 |

Assura® Comfort

Ausstreifbeutel, Konvex, mit Hide-away® Auslass, beige, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 14105 | maxi | 15–33* | 10 | 01691041 | 29.26.02.3009 |
| 14106 | maxi | 15–43* | 10 | 01691058 | 29.26.02.3009 |
| 14173 | maxi | 21 | 10 | 01691064 | 29.26.02.3009 |
| 14174 | maxi | 25 | 10 | 01691070 | 29.26.02.3009 |
| 14175 | maxi | 28 | 10 | 01691087 | 29.26.02.3009 |
| 14176 | maxi | 31 | 10 | 01691093 | 29.26.02.3009 |

Ausstreifbeutel, Konvex, mit Hide-away® Auslass, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 14102 | maxi | 15–33* | 10 | 01690981 | 29.26.02.3009 |
| 14103 | maxi | 15–43* | 10 | 01690998 | 29.26.02.3009 |
| 14163 | maxi | 21 | 10 | 01691006 | 29.26.02.3009 |
| 14164 | maxi | 25 | 10 | 01691012 | 29.26.02.3009 |
| 14165 | maxi | 28 | 10 | 01691029 | 29.26.02.3009 |
| 14166 | maxi | 31 | 10 | 01691035 | 29.26.02.3009 |

EINTEILIG, URO, PLAN



SenSura® Mio

Uro Mehrkammerbeutel, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 10581 | 340** (midi) | 10–45* | 30 | 10201886 | 29.26.03.2048 |
| 10582 | 440** (maxi) | 10–45* | 30 | 10201892 | 29.26.03.2048 |
| 10583 | 440** (maxi) | 20 | 30 | 10201900 | 29.26.03.2048 |
| 10584 | 440** (maxi) | 25 | 30 | 10201917 | 29.26.03.2048 |
| 10585 | 440** (maxi) | 30 | 30 | 10201923 | 29.26.03.2048 |

Uro Mehrkammerbeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 10586 | 440** (maxi) | 10–45* | 30 | 10201946 | 29.26.03.2048 |

* Ausschneidbare Öffnung ** Volumenangaben nach ISO 8670-2

SenSura®

Uro Mehrkammerbeutel, beige



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 118011 | 330 (midi) | 10-66* | 30 | 03116921 | 29.26.03.2033 |
| 118021 | 400 (maxi) | 10-76* | 30 | 03118794 | 29.26.03.2033 |

Uro Mehrkammerbeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 118031 | 330 (midi) | 10-66* | 30 | 03121632 | 29.26.03.2033 |
| 118041 | 400 (maxi) | 10-76* | 30 | 03128692 | 29.26.03.2033 |

Assura®

Urostomiebeutel, beige



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 5580 | 465** (maxi) | 10-55* | 20 | 03982469 | 29.26.03.2009 |

Urostomiebeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 5575 | 265** (midi) | 10-55* | 20 | 03982452 | 29.26.03.2010 |
| 5585 | 465** (maxi) | 10-55* | 20 | 03982475 | 29.26.03.2009 |

EINTEILIG, URO, KONKAV**SenSura® Mio Konkav**Uro Mehrkammerbeutel, lichtgrau, ¹ transparent

| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Plattengröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18400 | mini (300ml) | ★ S | 10-40* | 10 | 12548022 | 29.26.03.3030 |
| 18401 | maxi (381 ml) | ★ S | 10-40* | 10 | 12548039 | 29.26.03.3030 |
| 18402 | maxi (381 ml) | ★ S | | 20 | 12548045 | 29.26.03.3030 |
| 18403 | maxi (381 ml) | ★ S | | 25 | 12548051 | 29.26.03.3030 |
| 18404 | maxi (381 ml) | ★ S | | 30 | 12548068 | 29.26.03.3030 |
| 18405 ¹ | maxi (381 ml) | ★ S | 10-40* | 10 | 12548074 | 29.26.03.3030 |



SenSura® Mio Uro

Mehrkammerbeutel, Konvex Light Soft, 6 mm Tiefe, lichtgrau, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 13680 | maxi | 25 – 33* | 10 | 17852440 | 29.26.03.3051 |
| 16801 | midi | 10 – 33* | 10 | 11099361 | 29.26.03.3024 |
| 16805 | maxi | 10 – 33* | 10 | 11099378 | 29.26.03.3024 |

Mehrkammerbeutel, Konvex Light Soft, 6 mm Tiefe, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 13679 | maxi | 10 – 33* | 10 | 17852434 | 29.26.03.3051 |
| 16810 | maxi | 10 – 50* | 10 | 11099384 | 29.26.03.3024 |



SenSura® Mio Uro

Mehrkammerbeutel, Konvex Light, 6 mm Tiefe, lichtgrau, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16822 | midi | 15 – 33* | 10 | 11099415 | 29.26.03.3025 |
| 16823 | midi | 31 – 43* | 10 | 11099438 | 29.26.03.3025 |
| 16825 | maxi | 10 – 23* | 10 | 11099409 | 29.26.03.3025 |
| 16826 | maxi | 15 – 33* | 10 | 11099421 | 29.26.03.3025 |
| 16827 | maxi | 31 – 43* | 10 | 11099450 | 29.26.03.3025 |
| 16830 | maxi | 18 – 23* | 10 | 11099467 | 29.26.03.3025 |
| 16831 | maxi | 21 – 23* | 10 | 11099473 | 29.26.03.3025 |
| 16832 | maxi | 25 – 33* | 10 | 11099496 | 29.26.03.3025 |
| 16833 | maxi | 28 – 33* | 10 | 11099504 | 29.26.03.3025 |

Mehrkammerbeutel, Konvex Light, 6 mm Tiefe, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 16836 | maxi | 15 – 33* | 10 | 11099510 | 29.26.03.3025 |
| 16837 | maxi | 10 – 43* | 10 | 11099527 | 29.26.03.3025 |
| 16840 | maxi | 21 – 23* | 10 | 11099533 | 29.26.03.3025 |
| 16841 | maxi | 25 – 33* | 10 | 11099556 | 29.26.03.3025 |
| 16842 | maxi | 28 – 33* | 10 | 11099562 | 29.26.03.3025 |

* Ausschneidbare Öffnung ** Volumenangaben nach ISO 8670-2

SenSura®

Uro Mehrkammerbeutel, Konvex Light, beige, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 11811 | 400 (maxi) | 15-33* | 10 | 07203539 | 29.26.03.3014 |
| 11812 | 400 (maxi) | 15-43* | 10 | 07203723 | 29.26.03.3014 |

Uro Mehrkammerbeutel, Konvex Light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 11814 | 400 (maxi) | 15-33* | 10 | 07205231 | 29.26.03.3014 |
| 11815 | 400 (maxi) | 15-43* | 10 | 07205254 | 29.26.03.3014 |

Assura®

Uro Mehrkammerbeutel, Konvex Light, weiß mit Softfront, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14712 | 450** (maxi) | 15-33* | 10 | 01611556 | 29.26.03.3008 |
| 14713 | 450** (maxi) | 15-43* | 10 | 01611585 | 29.26.03.3008 |

Uro Mehrkammerbeutel, Konvex Light, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14716 | 450** (maxi) | 15-33* | 10 | 01611792 | 29.26.03.3008 |
| 14717 | 450** (maxi) | 15-43* | 10 | 01614891 | 29.26.03.3008 |

EINTEILIG, URO, KONVEX



SenSura® Mio Uro

Mehrkammerbeutel, Konvex, lichtgrau, 9 mm Tiefe, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16852 | midi | 15-33* | 10 | 11099585 | 29.26.03.3026 |
| 16853 | midi | 31-43* | 10 | 11099616 | 29.26.03.3026 |
| 16855 | maxi | 10-23* | 10 | 11099579 | 29.26.03.3026 |
| 16856 | maxi | 15-33* | 10 | 11099591 | 29.26.03.3026 |
| 16857 | maxi | 31-43* | 10 | 11099622 | 29.26.03.3026 |
| 16860 | maxi | 18-23* | 10 | 11099639 | 29.26.03.3026 |
| 16861 | maxi | 21-23* | 10 | 11099645 | 29.26.03.3026 |
| 16862 | maxi | 25-33* | 10 | 11099651 | 29.26.03.3026 |
| 16863 | maxi | 28-33* | 10 | 11099668 | 29.26.03.3026 |

SenSura® Mio Uro

Mehrkammerbeutel, Konvex, 9 mm Tiefe, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16866 | maxi | 15 – 33* | 10 | 11099674 | 29.26.03.3026 |
| 16867 | maxi | 10 – 43* | 10 | 11099705 | 29.26.03.3026 |
| 16870 | maxi | 21 – 23* | 10 | 11099711 | 29.26.03.3026 |
| 16871 | maxi | 25 – 33* | 10 | 11099728 | 29.26.03.3026 |
| 16872 | maxi | 28 – 33* | 10 | 11099740 | 29.26.03.3026 |

Assura®

Urostomiebeutel, Konvex, transparent, mit integrierter Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 12991 | 465 (maxi) | 15 | 10 | 07598549 | 29.26.03.3004 |
| 12992 | 465 (maxi) | 18 | 10 | 07598555 | 29.26.03.3004 |
| 12993 | 465 (maxi) | 21 | 10 | 07598561 | 29.26.03.3004 |
| 12994 | 465 (maxi) | 25 | 10 | 07598578 | 29.26.03.3004 |
| 12995 | 465 (maxi) | 28 | 10 | 07598584 | 29.26.03.3004 |
| 12996 | 465 (maxi) | 31 | 10 | 07598532 | 29.26.03.3004 |

EINTEILIG, STOMAKAPPE

Assura®

Stomakappe, beige



| Artikel-Nr. | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 2501 | 20 – 55* | 30 | 03982446 | 29.26.04.0015 |

* Ausschneidbare Öffnung ** Volumenangaben nach ISO 8670-2

Zweiteilige Versorgung

ZWEITEILIG, BASISPLATTEN, PLAN



SenSura® Mio Click Basisplatte

Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10501 | ● 40 | 10–35* | 05 | 10202503 | 29.26.05.0144 |
| 10511 | ● 50 | 10–45* | 05 | 10202555 | 29.26.05.0144 |
| 10521 | ● 60 | 10–55* | 05 | 10202590 | 29.26.05.0144 |

Mit Gürtelbefestigung, Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10502 | ● 40 | 10–35* | 05 | 10202526 | 29.26.05.0144 |
| 10503 | ● 40 | 20 | 05 | 10202532 | 29.26.05.0144 |
| 10504 | ● 40 | 25 | 05 | 10202549 | 29.26.05.0144 |
| 10512 | ● 50 | 10–45* | 05 | 10202561 | 29.26.05.0144 |
| 10513 | ● 50 | 30 | 05 | 10202578 | 29.26.05.0144 |
| 10515 | ● 50 | 35 | 05 | 10202584 | 29.26.05.0144 |
| 10522 | ● 60 | 10–55* | 05 | 10202609 | 29.26.05.0144 |
| 10523 | ● 60 | 40 | 05 | 10202615 | 29.26.05.0144 |
| 10524 | ● 60 | 45 | 05 | 10202621 | 29.26.05.0144 |
| 10525 | ● 60 | 50 | 05 | 10202638 | 29.26.05.0144 |
| 10531 | ● 70 | 10–65* | 05 | 10202644 | 29.26.05.1082 |

SenSura® Mio Flex Basisplatte

Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftring, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftring



| Artikel-Nr. | Haftring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10551 | ● 35 | 10–33* | 10 | 10202650 | 29.26.05.0143 |
| 10561 | ● 50 | 10–48* | 10 | 10202667 | 29.26.05.0143 |
| 10562 | ● 50 | 25 | 10 | 10202673 | 29.26.05.0143 |
| 10563 | ● 50 | 30 | 10 | 10202696 | 29.26.05.0143 |
| 10564 | ● 50 | 35 | 10 | 10202704 | 29.26.05.0143 |
| 10565 | ● 50 | 40 | 10 | 10202710 | 29.26.05.0143 |
| 10571 | ● 70 | 10–68* | 10 | 10202727 | 29.26.05.1080 |
| 10572 | ● 70 | 45 | 10 | 10202733 | 29.26.05.1080 |
| 10573 | ● 70 | 50 | 10 | 10202756 | 29.26.05.1080 |
| 18390 | ● 90 | 10–88* | 10 | 17975668 | 29.26.05.2032 |

SenSura® Click Basisplatte

Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10001 | ● 40 | 10–35* | 05 | 05917424 | 29.26.05.0121 |
| 10002 | ● 50 | 10–45* | 05 | 05917430 | 29.26.05.0121 |
| 10003 | ● 60 | 10–55* | 05 | 05917447 | 29.26.05.0121 |
| 10004 | ● 70 | 10–65* | 05 | 07210255 | 29.26.05.1066 |



Kompatibilität beachten:
SenSura® Mio Click Basisplatten sind nur mit SenSura® Mio Click Beuteln kompatibel.

Mit Gürtelbefestigung, Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10011 | ● 40 | 10–35* | 05 | 05917453 | 29.26.05.0121 |
| 10012 | ● 40 | 20 | 05 | 05917476 | 29.26.05.0121 |
| 10013 | ● 40 | 25 | 05 | 05917482 | 29.26.05.0121 |
| 10021 | ● 50 | 10–45* | 05 | 05917499 | 29.26.05.0121 |
| 10022 | ● 50 | 30 | 05 | 05917507 | 29.26.05.0121 |
| 10023 | ● 50 | 35 | 05 | 05917513 | 29.26.05.0121 |
| 10031 | ● 60 | 10–55* | 05 | 05917536 | 29.26.05.0121 |
| 10032 | ● 60 | 40 | 05 | 05917542 | 29.26.05.0121 |
| 10041 | ● 70 | 10–65* | 05 | 07210775 | 29.26.05.1066 |

SenSura® Click Basisplatte Xpro

Mit Gürtelbefestigung, Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, und Hautschutz 140 × 120 bei ø 70 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10015 | ● 40 | 10–35* | 05 | 07211013 | 29.26.05.0129 |
| 10016 | ● 40 | 20 | 05 | 07211160 | 29.26.05.0129 |
| 10017 | ● 40 | 25 | 05 | 07211177 | 29.26.05.0129 |
| 10025 | ● 50 | 10–45* | 05 | 07211183 | 29.26.05.0129 |
| 10026 | ● 50 | 30 | 05 | 07211220 | 29.26.05.0129 |
| 10027 | ● 50 | 35 | 05 | 07211237 | 29.26.05.0129 |
| 10035 | ● 60 | 10–55* | 05 | 07211390 | 29.26.05.0129 |
| 10036 | ● 60 | 40 | 05 | 07211409 | 29.26.05.0129 |
| 10045 | ● 70 | 10–65* | 05 | 07211415 | 29.26.05.1067 |

SenSura® Flex Basisplatte

Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone, Hautschutz 170 × 150 mm bei ø 90 mm Haftzone



| Artikel-Nr. | Hastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10101 | ● 35 | 10–33* | 10 | 00513426 | 29.26.05.0125 |
| 10111 | ● 35 | 21 | 10 | 00519765 | 29.26.05.0125 |
| 10112 | ● 35 | 25 | 10 | 00519771 | 29.26.05.0125 |
| 10113 | ● 35 | 28 | 10 | 00553785 | 29.26.05.0125 |
| 10102 | ● 50 | 10–48* | 10 | 00513432 | 29.26.05.0125 |
| 10114 | ● 50 | 25 | 10 | 00596211 | 29.26.05.0125 |
| 10115 | ● 50 | 28 | 10 | 00630273 | 29.26.05.0125 |
| 10116 | ● 50 | 31 | 10 | 00630296 | 29.26.05.0125 |
| 10117 | ● 50 | 35 | 10 | 00630304 | 29.26.05.0125 |
| 10118 | ● 50 | 41 | 10 | 00644370 | 29.26.05.0125 |
| 10103 | ● 70 | 10–68* | 10 | 00519736 | 29.26.05.1064 |
| 10108 | ● 90 | 10–88* | 05 | 00519759 | 29.26.05.2030 |

SenSura® Flex Basisplatte Xpro

Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone



| Artikel-Nr. | Hastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 10104 | ● 35 | 10–33* | 10 | 09012128 | 29.26.05.0130 |
| 10105 | ● 50 | 10–48* | 10 | 09012140 | 29.26.05.0130 |
| 10106 | ● 70 | 10–68* | 10 | 09012163 | 29.26.05.1068 |

*Ausschneidbare Öffnung

Assura® Basisplatte

Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und ø 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 2894 | ● 40 | 10–35* | 05 | 03982937 | 29.26.05.0050 |
| 2895 | ● 50 | 10–45* | 05 | 03982943 | 29.26.05.0050 |
| 2896 | ● 60 | 10–55* | 05 | 03982966 | 29.26.05.0050 |

Mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und ø 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 2884 | ● 40 | 10–35* | 05 | 04764131 | 29.26.05.0043 |
| 12841 | ● 40 | 20 | 05 | 08696573 | 29.26.05.0075 |
| 12842 | ● 40 | 25 | 05 | 08696596 | 29.26.05.0075 |
| 2885 | ● 50 | 10–45* | 05 | 04764148 | 29.26.05.0043 |
| 12844 | ● 50 | 30 | 05 | 08696604 | 29.26.05.0075 |
| 12845 | ● 50 | 35 | 05 | 08696610 | 29.26.05.0075 |
| 2886 | ● 60 | 10–55* | 05 | 04764154 | 29.26.05.0043 |
| 12847 | ● 60 | 40 | 05 | 08696627 | 29.26.05.0075 |
| 12848 | ● 60 | 45 | 05 | 08696633 | 29.26.05.0075 |

Assura® Basisplatte Extra

Mit Gürtelbefestigung, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und ø 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 2831 | ● 40 | 10–35* | 05 | 02164817 | 29.26.05.0083 |
| 14251 | ● 40 | 20 | 05 | 04077376 | 29.26.05.0094 |
| 14252 | ● 40 | 25 | 05 | 04077347 | 29.26.05.0094 |
| 2832 | ● 50 | 10–45* | 05 | 02164823 | 29.26.05.0083 |
| 14254 | ● 50 | 30 | 05 | 04077330 | 29.26.05.0094 |
| 14255 | ● 50 | 35 | 05 | 04077318 | 29.26.05.0094 |
| 2833 | ● 60 | 10–55* | 05 | 02164846 | 29.26.05.0083 |

ZWEITEILIG, BASISPLATTEN, KONKAV



SenSura® Mio Konkav Click Basisplatte

Mit Gürtelbefestigung



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Plattengröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18500 | ● 40 | ★ S | 10–35* | 5 | 12547695 | 29.26.06.0082 |
| 18501 | ● 40 | ★ S | 20 | 5 | 12547703 | 29.26.06.0082 |
| 18510 | ● 50 | ★ M | 10–45* | 5 | 12547726 | 29.26.06.0082 |
| 18511 | ● 50 | ★ M | 25 | 5 | 12547732 | 29.26.06.0082 |
| 18520 | ● 60 | ★ L | 10–55* | 5 | 12547749 | 29.26.06.1040 |
| 18521 | ● 60 | ★ L | 30 | 5 | 12547755 | 29.26.06.1040 |
| 18522 | ● 60 | ★ L | 35 | 5 | 12547761 | 29.26.06.1040 |
| 18523 | ● 60 | ★ L | 40 | 5 | 12547778 | 29.26.06.1040 |
| 18524 | ● 60 | ★ L | 45 | 5 | 12547790 | 29.26.06.1040 |
| 18530 | ● 70 | ★ XL | 10–65* | 5 | 12547809 | 29.26.06.1040 |
| 18532 | ● 70 | ★ XL | 50 | 5 | 12547815 | 29.26.06.1040 |



SenSura® Mio Flex Basisplatte

Mit Gürtelbefestigung, Konvex Light Soft, 6mm Tiefe, Hautschutz 120 x 100 mm bei ø 35mm Haftzone, Hautschutz 130 x 110 mm bei ø 50mm Haftzone, Hautschutz 150 x 130 mm bei ø 70 mm Haftzone



| Artikel-Nr. | Hafttring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16880 | ● 35 | 10–20* | 05 | 19455111 | 29.26.06.0094 |
| 16881 | ● 35 | 18–20* | 05 | 19455128 | 29.26.06.0094 |
| 16882 | ● 50 | 15–30* | 05 | 19455134 | 29.26.06.0094 |
| 16883 | ● 50 | 21–30* | 05 | 19455140 | 29.26.06.0094 |
| 16884 | ● 50 | 25–30* | 05 | 19455157 | 29.26.06.0094 |
| 16885 | ● 50 | 28–30* | 05 | 19455163 | 29.26.06.0094 |
| 16886 | ● 50 | 15–40* | 05 | 19455186 | 29.26.06.0094 |
| 16887 | ● 50 | 31–40* | 05 | 19455192 | 29.26.06.0094 |
| 16888 | ● 50 | 35–40* | 05 | 19455200 | 29.26.06.0094 |
| 16889 | ● 70 | 15–53* | 05 | 19455217 | 29.26.06.1046 |



SenSura® Mio Click Basisplatte

Mit Gürtelbefestigung, Konvex Light, 6mm Tiefe, Hautschutz 110 x 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 x 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 x 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 x 120 mm bei ø 70 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16901 | ● 40 | 10–20* | 05 | 10857658 | 29.26.06.0078 |
| 16903 | ● 40 | 18–20* | 05 | 10857701 | 29.26.06.0078 |
| 16911 | ● 50 | 15–30* | 05 | 10857718 | 29.26.06.0078 |
| 16913 | ● 50 | 21–30* | 05 | 10857747 | 29.26.06.0078 |
| 16914 | ● 50 | 25–30* | 05 | 10857753 | 29.26.06.0078 |
| 16915 | ● 50 | 28–30* | 05 | 10857776 | 29.26.06.0078 |
| 16921 | ● 60 | 15–40* | 05 | 10857799 | 29.26.06.0078 |
| 16923 | ● 60 | 31–40* | 05 | 10857807 | 29.26.06.0078 |
| 16924 | ● 60 | 35–40* | 05 | 10857836 | 29.26.06.0078 |
| 16931 | ● 70 | 15–53* | 05 | 10857842 | 29.26.06.1035 |

SenSura® Mio Flex Basisplatte

Mit Gürtelbefestigung, Konvex Light, 6mm Tiefe, Hautschutz 120 x 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 x 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 x 130 mm bei ø 70 mm Haftzone



| Artikel-Nr. | Hafttring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16471 | ● 35 | 10–20* | 05 | 10857859 | 29.26.06.0080 |
| 16472 | ● 35 | 18–20* | 05 | 10857871 | 29.26.06.0080 |
| 16481 | ● 50 | 15–30* | 05 | 10857888 | 29.26.06.0080 |
| 16483 | ● 50 | 15–40* | 05 | 10857902 | 29.26.06.0080 |
| 16484 | ● 50 | 21–30* | 05 | 10857919 | 29.26.06.0080 |
| 16485 | ● 50 | 25–30* | 05 | 10857931 | 29.26.06.0080 |
| 16486 | ● 50 | 28–30* | 05 | 10857948 | 29.26.06.0080 |
| 16487 | ● 50 | 31–40* | 05 | 10857954 | 29.26.06.0080 |
| 16488 | ● 50 | 35–40* | 05 | 10858008 | 29.26.06.0080 |
| 16491 | ● 70 | 15–53* | 05 | 10858014 | 29.26.06.1037 |



Kompatibilität beachten:
SenSura® Mio Click Basisplatten sind nur mit SenSura® Mio Click Beuteln kompatibel.

* Ausschneidbare Öffnung

SenSura® Click Basisplatte

Mit Gürtelbefestigung, Konvex Light, Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 120 mm bei ø 70 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 11011 | ● 40 | 15–23* | 05 | 05917559 | 29.26.06.0055 |
| 11012 | ● 40 | 21 | 05 | 05917565 | 29.26.06.0055 |
| 11021 | ● 50 | 15–33* | 05 | 05917571 | 29.26.06.0055 |
| 11022* | ● 50 | 25 | 05 | 05917588 | 29.26.06.0055 |
| 11023 | ● 50 | 28 | 05 | 05917594 | 29.26.06.0055 |
| 11024 | ● 50 | 31 | 05 | 05917602 | 29.26.06.0055 |
| 11031 | ● 60 | 15–43* | 05 | 01293725 | 29.26.06.0055 |
| 11032 | ● 60 | 35 | 05 | 01293731 | 29.26.06.0055 |
| 11041 | ● 70 | 15–53* | 05 | 07211007 | 29.26.06.1022 |

SenSura® Click Basisplatte Xpro

Mit Gürtelbefestigung, Konvex Light, Hautschutz 110 × 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 × 130 bei ø 70 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 11015 | ● 40 | 15–23* | 05 | 07211622 | 29.26.06.0058 |
| 11016 | ● 40 | 21 | 05 | 07211651 | 29.26.06.0058 |
| 11025 | ● 50 | 15–33* | 05 | 07212076 | 29.26.06.0058 |
| 11026 | ● 50 | 25 | 05 | 07212082 | 29.26.06.0058 |
| 11027 | ● 50 | 28 | 05 | 07212099 | 29.26.06.0058 |
| 11028 | ● 50 | 31 | 05 | 07212107 | 29.26.06.0058 |
| 11035 | ● 60 | 15–43* | 05 | 07212113 | 29.26.06.0058 |
| 11036 | ● 60 | 35 | 05 | 07212136 | 29.26.06.0058 |
| 11045 | ● 70 | 15–53* | 05 | 07212142 | 29.26.06.1023 |

SenSura® Flex Basisplatte

Mit Gürtelbefestigung, Konvex Light, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone



| Artikel-Nr. | Hastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 11301 | ● 35 | 15–23* | 05 | 00645027 | 29.26.06.0056 |
| 11312 | ● 35 | 21 | 05 | 00757476 | 29.26.06.0056 |
| 11302 | ● 50 | 15–33* | 05 | 00697107 | 29.26.06.0056 |
| 11303 | ● 50 | 15–43* | 05 | 00697136 | 29.26.06.0056 |
| 11313 | ● 50 | 25 | 05 | 00806507 | 29.26.06.0056 |
| 11314 | ● 50 | 28 | 05 | 00844608 | 29.26.06.0056 |
| 11315 | ● 50 | 31 | 05 | 00844614 | 29.26.06.0056 |
| 11316 | ● 50 | 35 | 05 | 00844620 | 29.26.06.0056 |
| 11317 | ● 50 | 38 | 05 | 00844637 | 29.26.06.0056 |
| 11318 | ● 50 | 41 | 05 | 00872964 | 29.26.06.0056 |
| 11307 | ● 70 | 15–56* | 05 | 00746975 | 29.26.06.1021 |

SenSura® Flex Basisplatte Xpro

Mit Gürtelbefestigung, Konvex Light, Hautschutz 120 × 100 mm bei ø 35 mm Haftzone, Hautschutz 130 × 110 mm bei ø 50 mm Haftzone, Hautschutz 150 × 130 mm bei ø 70 mm Haftzone



| Artikel-Nr. | Hastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 11304 | ● 35 | 15–23* | 05 | 09012200 | 29.26.06.0059 |
| 11305 | ● 50 | 15–33* | 05 | 09012281 | 29.26.06.0059 |
| 11306 | ● 50 | 15–43* | 05 | 09012269 | 29.26.06.0059 |
| 11308 | ● 70 | 15–56* | 05 | 09012298 | 29.26.06.1024 |

Assura® Basisplatte

Mit Gürtelbefestigung, Konvex Light, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 und ø 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14261 | ● 40 | 15–23* | 04 | 02857041 | 29.26.06.0030 |
| 14271 | ● 40 | 18 | 04 | 02857012 | 29.26.06.0030 |
| 14272 | ● 40 | 21 | 04 | 02857006 | 29.26.06.0030 |
| 14262 | ● 50 | 15–33* | 04 | 02857035 | 29.26.06.0030 |
| 14273 | ● 50 | 25 | 04 | 02856998 | 29.26.06.0030 |
| 14274 | ● 50 | 28 | 04 | 02856981 | 29.26.06.0030 |
| 14275 | ● 50 | 31 | 04 | 02857058 | 29.26.06.0030 |
| 14263 | ● 60 | 15–43* | 04 | 02857029 | 29.26.06.0030 |
| 14276 | ● 60 | 35 | 04 | 02857064 | 29.26.06.0030 |

Assura® Basisplatte Extra

Mit Gürtelbefestigung, Konvex Light, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 und ø 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14281 | ● 40 | 15–23* | 04 | 04311895 | 29.26.06.0041 |
| 14291 | ● 40 | 18 | 04 | 04311961 | 29.26.06.0041 |
| 14292 | ● 40 | 21 | 04 | 04312015 | 29.26.06.0041 |
| 14282 | ● 50 | 15–33* | 04 | 04311903 | 29.26.06.0041 |
| 14293 | ● 50 | 25 | 04 | 04312021 | 29.26.06.0041 |
| 14294 | ● 50 | 28 | 04 | 04312038 | 29.26.06.0041 |
| 14295 | ● 50 | 31 | 04 | 04312044 | 29.26.06.0041 |
| 14283 | ● 60 | 15–43* | 04 | 04311932 | 29.26.06.0041 |

ZWEITEILIG, BASISPLATTEN, KONVEX



SenSura® Mio Click Basisplatte

Mit Gürtelbefestigung, Konvex, 9mm Tiefe, Hautschutz 110 x 90 mm bei ø 40 mm Rastring, Hautschutz 120 x 100 mm bei ø 50 mm Rastring, Hautschutz 130 x 110 mm bei ø 60 mm Rastring, Hautschutz 140 x 120 mm bei ø 70 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 16941 | ● 40 | 10–20* | 05 | 10858037 | 29.26.06.0079 |
| 16942 | ● 40 | 18–20* | 05 | 10858043 | 29.26.06.0079 |
| 16951 | ● 50 | 15–30* | 05 | 10858089 | 29.26.06.0079 |
| 16953 | ● 50 | 21–30* | 05 | 10858095 | 29.26.06.0079 |
| 16954 | ● 50 | 25–30* | 05 | 10858126 | 29.26.06.0079 |
| 16955 | ● 50 | 28–30* | 05 | 10858149 | 29.26.06.0079 |
| 16961 | ● 60 | 15–40* | 05 | 10858155 | 29.26.06.0079 |
| 16963 | ● 60 | 31–40* | 05 | 10858178 | 29.26.06.0079 |
| 16964 | ● 60 | 35–40* | 05 | 10858184 | 29.26.06.0079 |
| 16971 | ● 70 | 15–53* | 05 | 10858209 | 29.26.06.1036 |



Kompatibilität beachten:
SenSura® Mio Click Basisplatten sind nur mit SenSura® Mio Click Beuteln kompatibel.

* Ausschneidbare Öffnung

Assura® Basisplatte

Mit Gürtelbefestigung, Konvex, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 mm und ø 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 12701 | ● 40 | 15 | 04 | 06972023 | 29.26.06.0015 |
| 12702 | ● 40 | 18 | 04 | 06972046 | 29.26.06.0015 |
| 12703 | ● 40 | 21 | 04 | 06972052 | 29.26.06.0015 |
| 12716 | ● 50 | 15–33* | 04 | 07702260 | 29.26.06.0015 |
| 12704 | ● 50 | 25 | 04 | 06972069 | 29.26.06.0015 |
| 12705 | ● 50 | 28 | 04 | 06972075 | 29.26.06.0015 |
| 12706 | ● 50 | 31 | 04 | 06972081 | 29.26.06.0015 |
| 12719 | ● 60 | 15–43* | 04 | 07702277 | 29.26.06.0015 |
| 12707 | ● 60 | 35 | 04 | 06972098 | 29.26.06.0015 |
| 12709 | ● 60 | 41 | 04 | 06972112 | 29.26.06.0015 |

Assura® Basisplatte Extra

Mit Gürtelbefestigung, Konvex, Hautschutz ø 100 mm bei ø 40 und ø 50 mm Rastring, Hautschutz ø 110 mm bei ø 60 mm Rastring



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 14243 | ● 40 | 15–23* | 04 | 02164852 | 29.26.06.0029 |
| 14232 | ● 40 | 18 | 04 | 04078625 | 29.26.06.0038 |
| 14233 | ● 40 | 21 | 04 | 04078631 | 29.26.06.0038 |
| 14246 | ● 50 | 15–33* | 04 | 02164869 | 29.26.06.0029 |
| 14234 | ● 50 | 25 | 04 | 04078648 | 29.26.06.0038 |
| 14235 | ● 50 | 28 | 04 | 04078654 | 29.26.06.0038 |
| 14236 | ● 50 | 31 | 04 | 04078660 | 29.26.06.0038 |
| 14249 | ● 60 | 15–43* | 04 | 02164875 | 29.26.06.0029 |

ZWEITEILIG, BEUTEL, GESCHLOSSEN

SenSura® Mio Click

Geschlossener Beutel mit Sichtfenster, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11401 | midi | ● 40 | 30 | 10201952 | 29.26.01.0076 |
| 11402 | maxi | ● 40 | 30 | 10201969 | 29.26.01.0076 |
| 11411 | mini | ● 50 | 30 | 10201981 | 29.26.01.4026 |
| 11412 | midi | ● 50 | 30 | 10201998 | 29.26.01.0076 |
| 11413 | maxi | ● 50 | 30 | 10202006 | 29.26.01.0076 |
| 11421 | midi | ● 60 | 30 | 10202029 | 29.26.01.0076 |
| 11422 | maxi | ● 60 | 30 | 10202035 | 29.26.01.0076 |
| 11425 | maxi | ● 70 | 30 | 10202058 | 29.26.01.0076 |

Geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11403 | maxi | ● 40 | 30 | 10201975 | 29.26.01.0076 |
| 11414 | maxi | ● 50 | 30 | 10202012 | 29.26.01.0076 |
| 11423 | maxi | ● 60 | 30 | 10202041 | 29.26.01.0076 |
| 11426 | maxi | ● 70 | 30 | 10202064 | 29.26.01.0076 |

SenSura® Mio Flex

Geschlossener Beutel mit Sichtfenster, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|-----------|---------------|
| 12201 | midi | ● 35 | 30 | 10202070 | 29.26.01.0075 |
| 12202 | maxi | ● 35 | 30 | 10202087 | 29.26.01.0075 |
| 12211 | mini | ● 50 | 30 | 10202101 | 29.26.01.4025 |
| 12212 | midi | ● 50 | 30 | 10202118 | 29.26.01.0075 |
| 12213 | maxi | ● 50 | 30 | 10202124 | 29.26.01.0075 |
| 12222 | maxi | ● 70 | 30 | 10202147 | 29.26.01.0075 |
| 18386 | maxi | ● 90 | 30 | 179756080 | 29.26.01.0075 |

Geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 12203 | maxi | ● 35 | 30 | 10202093 | 29.26.01.0075 |
| 12216 | maxi | ● 50 | 30 | 10202130 | 29.26.01.0075 |
| 12223 | maxi | ● 70 | 30 | 10202153 | 29.26.01.0075 |

SenSura® Click

Geschlossener Beutel, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 101521 | mini | ● 50 | 30 | 03037245 | 29.26.01.4022 |
| 101541 | midi | ● 40 | 30 | 03037280 | 29.26.01.0054 |
| 101551 | midi | ● 50 | 30 | 03037297 | 29.26.01.0054 |
| 101561 | midi | ● 60 | 30 | 03038032 | 29.26.01.0054 |
| 101641 | maxi | ● 40 | 30 | 03044794 | 29.26.01.0054 |
| 101651 | maxi | ● 50 | 30 | 03052368 | 29.26.01.0054 |
| 101661 | maxi | ● 60 | 30 | 03056892 | 29.26.01.0054 |
| 101671 | maxi | ● 70 | 30 | 03057762 | 29.26.01.0061 |

Geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 101741 | midi | ● 40 | 30 | 03038049 | 29.26.01.0054 |
| 101751 | midi | ● 50 | 30 | 03042714 | 29.26.01.0054 |
| 101761 | midi | ● 60 | 30 | 03044771 | 29.26.01.0054 |
| 101841 | maxi | ● 40 | 30 | 03064354 | 29.26.01.0054 |
| 101851 | maxi | ● 50 | 30 | 03064360 | 29.26.01.0054 |
| 101861 | maxi | ● 60 | 30 | 03065508 | 29.26.01.0054 |
| 101871 | maxi | ● 70 | 30 | 03065514 | 29.26.01.0061 |



Kompatibilität beachten:
SenSura® Mio Click Basisplatten sind nur mit
SenSura® Mio Click Beuteln kompatibel.

* Ausschneidbare Öffnung

SenSura® Flex
Geschlossener Beutel, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Hafring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| 108951 | mini | ● 50 | 30 | 03067246 | 29.26.01.4023 |
| 109041 | midi | ● 35 | 30 | 03098169 | 29.26.01.0057 |
| 109051 | midi | ● 50 | 30 | 03098206 | 29.26.01.0057 |
| 109141 | maxi | ● 35 | 30 | 03067588 | 29.26.01.0057 |
| 109151 | maxi | ● 50 | 30 | 03085505 | 29.26.01.0057 |
| 109181 | maxi | ● 70 | 30 | 03087680 | 29.26.01.0057 |
| 109201 | XL | ● 70 | 30 | 03098146 | 29.26.01.0057 |
| 109911 | XXL | ● 90 | 30 | 03098229 | 29.26.01.0057 |

Geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Hafring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| 109021 | midi | ● 50 | 30 | 03067068 | 29.26.01.0057 |
| 109111 | maxi | ● 35 | 30 | 03067306 | 29.26.01.0057 |
| 109121 | maxi | ● 50 | 30 | 03067329 | 29.26.01.0057 |
| 109171 | maxi | ● 70 | 30 | 03067281 | 29.26.01.0057 |
| 109191 | XL | ● 70 | 30 | 03067542 | 29.26.01.0057 |

Assura® Comfort
Geschlossener Beutel, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 12354 | midi | ● 40 | 40 | 00741989 | 29.26.01.0032 |
| 12355 | midi | ● 50 | 40 | 00742032 | 29.26.01.0032 |
| 12356 | midi | ● 60 | 40 | 00742049 | 29.26.01.0032 |
| 12384 | maxi | ● 40 | 40 | 00742173 | 29.26.01.0032 |
| 12385 | maxi | ● 50 | 40 | 00742196 | 29.26.01.0032 |
| 12386 | maxi | ● 60 | 40 | 00742204 | 29.26.01.0032 |

Geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 12344 | midi | ● 40 | 40 | 00741914 | 29.26.01.0032 |
| 12345 | midi | ● 50 | 40 | 00741920 | 29.26.01.0032 |
| 12374 | maxi | ● 40 | 40 | 00742115 | 29.26.01.0032 |
| 12375 | maxi | ● 50 | 40 | 00742150 | 29.26.01.0032 |
| 12376 | maxi | ● 60 | 40 | 00742167 | 29.26.01.0032 |

SenSura® Mio Click

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster mit Hide-away® Auslass, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11431 | midi | ● 40 | 30 | 10202176 | 29.26.02.0093 |
| 11432 | maxi | ● 40 | 30 | 10202182 | 29.26.02.0093 |
| 11441 | mini | ● 50 | 30 | 10202207 | 29.26.02.4013 |
| 11442 | midi | ● 50 | 30 | 10202213 | 29.26.02.0093 |
| 11443 | maxi | ● 50 | 30 | 10202236 | 29.26.02.0093 |
| 11451 | midi | ● 60 | 30 | 10202259 | 29.26.02.0093 |
| 11452 | maxi | ● 60 | 30 | 10202265 | 29.26.02.0093 |
| 11456 | maxi | ● 70 | 30 | 10202288 | 29.26.02.0093 |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11433 | maxi | ● 40 | 30 | 10202199 | 29.26.02.0093 |
| 11444 | maxi | ● 50 | 30 | 10202242 | 29.26.02.0093 |
| 11453 | maxi | ● 60 | 30 | 10206027 | 29.26.02.0093 |
| 11457 | maxi | ● 70 | 30 | 10202294 | 29.26.02.0093 |

SenSura® Mio Flex

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster mit Hide-away® Auslass, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 12231 | midi | ● 35 | 30 | 10202302 | 29.26.02.0092 |
| 12232 | maxi | ● 35 | 30 | 10202319 | 29.26.02.0092 |
| 12241 | mini | ● 50 | 30 | 10202331 | 29.26.02.4012 |
| 12242 | midi | ● 50 | 30 | 10202348 | 29.26.02.0092 |
| 12243 | maxi | ● 50 | 30 | 10739657 | 29.26.02.0092 |
| 12252 | maxi | ● 70 | 30 | 10202360 | 29.26.02.0092 |
| 18388 | maxi | ● 90 | 30 | 17975697 | 29.26.02.0092 |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 12233 | maxi | ● 35 | 30 | 10202325 | 29.26.02.0092 |
| 12244 | maxi | ● 50 | 30 | 10202354 | 29.26.02.0092 |
| 12253 | maxi | ● 70 | 30 | 10202377 | 29.26.02.0092 |



Kompatibilität beachten:

SenSura® Mio Click Basisplatten sind nur mit SenSura® Mio Click Beuteln kompatibel.

SenSura® Click

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 103511 | mini | ● 40 | 30 | 03098235 | 29.26.02.4011 |
| 103521 | mini | ● 50 | 30 | 03098241 | 29.26.02.4011 |
| 103541 | midi | ● 40 | 30 | 03098264 | 29.26.02.0062 |
| 103551 | midi | ● 50 | 30 | 03098270 | 29.26.02.0062 |
| 103561 | midi | ● 60 | 30 | 03098293 | 29.26.02.0062 |
| 103641 | maxi | ● 40 | 30 | 03104680 | 29.26.02.0062 |
| 103651 | maxi | ● 50 | 30 | 03104705 | 29.26.02.0062 |
| 103661 | maxi | ● 60 | 30 | 03107460 | 29.26.02.0062 |
| 103671 | maxi | ● 70 | 30 | 03107537 | 29.26.02.0077 |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 103741 | midi | ● 40 | 30 | 03098330 | 29.26.02.0062 |
| 103751 | midi | ● 50 | 30 | 03098347 | 29.26.02.0062 |
| 103761 | midi | ● 60 | 30 | 03098376 | 29.26.02.0062 |
| 103841 | maxi | ● 40 | 30 | 03107543 | 29.26.02.0062 |
| 103851 | maxi | ● 50 | 30 | 03109016 | 29.26.02.0062 |
| 103861 | maxi | ● 60 | 30 | 03109022 | 29.26.02.0062 |
| 103871 | maxi | ● 70 | 30 | 03109565 | 29.26.02.0077 |

SenSura® Flex

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Hafttring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|-------------------|--------|----------|---------------|
| 103141 | midi | ● 35 | 30 | 03116418 | 29.26.02.0072 |
| 103151 | midi | ● 50 | 30 | 03116832 | 29.26.02.0072 |
| 103241 | maxi | ● 35 | 30 | 03116884 | 29.26.02.0072 |
| 103251 | maxi | ● 50 | 30 | 03116890 | 29.26.02.0072 |
| 103281 | maxi | ● 70 | 30 | 03116909 | 29.26.02.0072 |
| 103301 | XL | ● 70 | 30 | 03116915 | 29.26.02.0072 |
| 103911 | XXL | ● 90 | 30 | 03110692 | 29.26.02.0072 |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Hafttring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|-------------------|--------|----------|---------------|
| 103121 | midi | ● 50 | 30 | 03112610 | 29.26.02.0072 |
| 103211 | maxi | ● 35 | 30 | 03116849 | 29.26.02.0072 |
| 103221 | maxi | ● 50 | 30 | 03116855 | 29.26.02.0072 |
| 103271 | maxi | ● 70 | 30 | 03116861 | 29.26.02.0072 |
| 103291 | XL | ● 70 | 30 | 03116878 | 29.26.02.0072 |
| 103901 | XXL | ● 90 | 30 | 03110634 | 29.26.02.0072 |

Assura® Comfort

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, beige



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 13954 | midi | ● 40 | 40 | 01094977 | 29.26.02.0034 |
| 13955 | midi | ● 50 | 40 | 01094983 | 29.26.02.0034 |
| 13956 | midi | ● 60 | 40 | 01095008 | 29.26.02.0034 |
| 13984 | maxi | ● 40 | 40 | 01095089 | 29.26.02.0034 |
| 13985 | maxi | ● 50 | 40 | 01095184 | 29.26.02.0034 |
| 13986 | maxi | ● 60 | 40 | 01095190 | 29.26.02.0034 |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 13974 | maxi | ● 40 | 40 | 01095043 | 29.26.02.0034 |
| 13975 | maxi | ● 50 | 40 | 01095066 | 29.26.02.0034 |
| 13976 | maxi | ● 60 | 40 | 01095072 | 29.26.02.0034 |

ZWEITEILIG, BEUTEL, URO

SenSura® Mio Click

Uro Mehrkammerbeutel, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11491 | 540* (maxi) | ● 40 | 30 | 10202383 | 29.26.03.0055 |
| 11496 | 380* (midi) | ● 50 | 30 | 10202414 | 29.26.03.0055 |
| 11497 | 490* (maxi) | ● 50 | 30 | 10202420 | 29.26.03.0055 |
| 11499 | 450* (maxi) | ● 60 | 30 | 14053402 | 29.26.03.0055 |

Uro Mehrkammerbeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11492 | 540* (maxi) | ● 40 | 30 | 10202408 | 29.26.03.0055 |
| 11498 | 490* (maxi) | ● 50 | 30 | 10202437 | 29.26.03.0055 |
| 11500 | 450* (maxi) | ● 60 | 30 | 14053419 | 29.26.03.0055 |



Kompatibilität beachten:

SenSura® Mio Click Beutel sind nur mit SenSura® Mio Click Basisplatten kompatibel.

*Volumenangaben nach ISO 8670-2

SenSura® Mio Flex

Uro Mehrkammerbeutel, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 12291 | 430* (maxi) | ● 35 | 30 | 10202443 | 29.26.03.0056 |
| 12296 | 290* (midi) | ● 50 | 30 | 10202472 | 29.26.03.0056 |
| 12297 | 400* (maxi) | ● 50 | 30 | 10202489 | 29.26.03.0056 |

Uro Mehrkammerbeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 12292 | 430* (maxi) | ● 35 | 30 | 10202466 | 29.26.03.0056 |
| 12298 | 400* (maxi) | ● 50 | 30 | 10202495 | 29.26.03.0056 |

SenSura® Click

Uro Mehrkammerbeutel, beige



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11841 | 430 (midi) | ● 40 | 30 | 07206561 | 29.26.03.0044 |
| 11842 | 380 (midi) | ● 50 | 30 | 07206615 | 29.26.03.0044 |
| 11844 | 550 (maxi) | ● 40 | 30 | 07206986 | 29.26.03.0044 |
| 11845 | 480 (maxi) | ● 50 | 30 | 07207000 | 29.26.03.0044 |
| 11846 | 460 (maxi) | ● 60 | 30 | 07207017 | 29.26.03.0044 |

Uro Mehrkammerbeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11851 | 430 (midi) | ● 40 | 30 | 07206621 | 29.26.03.0044 |
| 11852 | 380 (midi) | ● 50 | 30 | 07206762 | 29.26.03.0044 |
| 11854 | 550 (maxi) | ● 40 | 30 | 07207477 | 29.26.03.0044 |
| 11855 | 480 (maxi) | ● 50 | 30 | 07207520 | 29.26.03.0044 |
| 11856 | 460 (maxi) | ● 60 | 30 | 07207744 | 29.26.03.0044 |

SenSura® Flex

Uro Mehrkammerbeutel, beige



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11821 | 330 (midi) | ● 35 | 30 | 07212159 | 29.26.03.0045 |
| 11822 | 380 (midi) | ● 50 | 30 | 07212219 | 29.26.03.0045 |
| 11824 | 450 (maxi) | ● 35 | 30 | 07212308 | 29.26.03.0045 |
| 11825 | 410 (maxi) | ● 50 | 30 | 07212366 | 29.26.03.0045 |

Uro Mehrkammerbeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 11827 | 450 (maxi) | ● 35 | 30 | 07212283 | 29.26.03.0045 |
| 11828 | 410 (maxi) | ● 50 | 30 | 07212343 | 29.26.03.0045 |

Assura®

Uro Mehrkammerbeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 14217 | 390* (midi) | ● 40 | 30 | 00843017 | 29.26.03.0028 |
| 14218 | 390* (midi) | ● 50 | 30 | 00843023 | 29.26.03.0028 |
| 14227 | 478* (maxi) | ● 40 | 30 | 00843052 | 29.26.03.0028 |
| 14228 | 478* (maxi) | ● 50 | 30 | 00843069 | 29.26.03.0028 |
| 14229 | 478* (maxi) | ● 60 | 30 | 00843075 | 29.26.03.0028 |

Uro Mehrkammerbeutel, weiß mit Softfront



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 14214 | 359** (midi) | ● 40 | 30 | 00843081 | 29.26.03.0028 |
| 14215 | 359** (midi) | ● 50 | 30 | 00843098 | 29.26.03.0028 |
| 14224 | 456** (maxi) | ● 40 | 30 | 00843129 | 29.26.03.0028 |
| 14225 | 456** (maxi) | ● 50 | 30 | 00843135 | 29.26.03.0028 |
| 14226 | 456** (maxi) | ● 60 | 30 | 00843141 | 29.26.03.0028 |

ZWEITEILIG, STOMAKAPPEN

Assura® Stomakappe

Beige



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 2804 | ● 40 | 30 | 03982759 | 29.26.04.0011 |
| 2805 | ● 50 | 30 | 03982765 | 29.26.04.0011 |

Coloplast Uro Minikappe

Beige



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------|----------|---------|
| 2807 | ● 40 | 30 | 07207833 | — |
| 2808 | ● 50 | 30 | 07210249 | — |

Post-OP-Versorgung

EINTEILIG, POST-OP

SenSura® Mio Post-OP

Ausstreifbeutel steril, transparent mit Skalierung, mit Behandlungsfenster und Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18680 | 680** | 10 – 70* | 05 | 12727492 | 29.26.12.2034 |
| 18681 | 725** | 10 – 100* | 05 | 12727500 | 29.26.12.2034 |

Ausstreifbeutel unsteril, transparent mit Skalierung, mit Behandlungsfenster und Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18690 | 680** | 10 – 70* | 05 | 12727517 | 29.26.12.2035 |
| 18691 | 725** | 10 – 100* | 05 | 12727523 | 29.26.12.2035 |

SenSura® Post-OP

Ausstreifbeutel steril, transparent, mit Behandlungsfenster und Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 19010 | 680 | 10 – 78* | 05 | 07790666 | 29.26.12.2031 |
| 19011 | 725 | 10 – 115* | 05 | 07790695 | 29.26.12.2031 |

Ausstreifbeutel unsteril, transparent, mit Behandlungsfenster und Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 19020 | 680 | 10 – 78* | 06 | 07790761 | 29.26.12.2032 |
| 19021 | 725 | 10 – 115* | 06 | 07790778 | 29.26.12.2032 |

Ausstreifbeutel unsteril, transparent, mit Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 19030 | 680 | 10 – 78* | 06 | 07790784 | 29.26.12.2032 |



Kompatibilität beachten:

Der Post-OP-Auslass ist mit dem Coloplast Bettbeutel (Art.-Nr. 14010) und allen Standard-Auffangbeuteln kompatibel.

* Ausschneidbare Öffnung ** Volumenangaben nach ISO 8670-2

Assura® Post-OP

Ausstreifbeutel steril, transparent, mit Behandlungsfenster, kompatibel mit Standard-Auffangbeuteln



| Artikel-Nr. | Stomaggröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| 12808 | 10 – 70* | 05 | 06617115 | 29.26.12.2025 |
| 12810 | 10 – 100* | 05 | 06617121 | 29.26.12.2025 |

Ausstreifbeutel unsteril, transparent, mit Behandlungsfenster, kompatibel mit Standard-Auffangbeuteln



| Artikel-Nr. | Stomaggröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| 12800 | 10 – 70* | 06 | 06617138 | 29.26.12.2026 |
| 12802 | 10 – 100* | 06 | 06617144 | 29.26.12.2026 |

EINTEILIG, ILEO-TAGDRAINAGEN, PLAN

SenSura® Mio Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, lichtgrau, mit Post-OP-Auslass (ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomaggröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| 18660 | 630** | 10 – 70* | 10 | 12727405 | 29.26.12.2033 |
| 18661 | 725** | 10 – 100* | 10 | 12727411 | 29.26.12.2033 |

Ausstreifbeutel, transparent mit Skalierung, mit Post-OP-Auslass (ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomaggröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| 18665 | 630** | 10 – 70* | 10 | 12727428 | 29.26.12.2033 |
| 18666 | 725** | 10 – 100* | 10 | 12727434 | 29.26.12.2033 |

SenSura® Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel steril, mit Sichtfenster, ohne Filter, mit Post-OP-Auslass (ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomaggröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| 19001 | 630 | 10 – 76* | 05 | 07419653 | 29.26.12.2029 |

Ausstreifbeutel unsteril, mit Sichtfenster, ¹⁾ mit Filter, ²⁾ ohne Filter, mit Post-OP-Auslass (ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomaggröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|---------------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| 19002 ¹⁾ | 630 | 10 – 76* | 06 | 07419682 | 29.26.12.2030 |
| 19003 ²⁾ | 630 | 10 – 76* | 06 | 07419699 | 29.26.12.2030 |
| 19004 ¹⁾ | 630 | 10 – 76* | 30 | 07419707 | 29.26.12.2030 |



SenSura® Mio Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, Konvex Light Soft, 6 mm Tiefe, lichtgrau, mit Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18670 | 630** | 10-50* | 10 | 12727440 | 29.26.12.3006 |

Ausstreifbeutel, Konvex Light Soft, transparent mit Skalierung, mit Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18671 | 630** | 10-50* | 10 | 12727457 | 29.26.12.3006 |



SenSura® Mio Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, Konvex Light, 6 mm Tiefe, lichtgrau, mit Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18675 | 630** | 10-43* | 10 | 12727463 | 29.26.12.3006 |

Ausstreifbeutel, Konvex Light, 6 mm Tiefe, transparent mit Skalierung, mit Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18676 | 630** | 10-43* | 10 | 12727486 | 29.26.12.3006 |

* Ausschneidbare Öffnung ** Volumenangaben nach ISO 8670-2

SenSura® Mio Click Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, lichtgrau, mit großlumigem Auslass (Ø 13 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 18600 | 1160* | ● 40 | 10 | 12614948 | 29.26.12.0013 |
| 18601 | 1120* | ● 50 | 10 | 12614954 | 29.26.12.0013 |
| 18602 | 1080* | ● 60 | 10 | 12614960 | 29.26.12.0013 |
| 18603 | 1040* | ● 70 | 10 | 12614977 | 29.26.12.0013 |

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, lichtgrau, mit Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 18630 | 1120* | ● 50 | 10 | 12615072 | 29.26.12.0013 |
| 18631 | 1080* | ● 60 | 10 | 12615089 | 29.26.12.0013 |
| 18632 | 1040* | ● 70 | 10 | 12615095 | 29.26.12.0013 |

Ausstreifbeutel, transparent mit Skalierung, mit großlumigem Auslass (Ø 13 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 18610 | 1160* | ● 40 | 10 | 12614983 | 29.26.12.0013 |
| 18611 | 1120* | ● 50 | 10 | 12615008 | 29.26.12.0013 |
| 18612 | 1080* | ● 60 | 10 | 12615014 | 29.26.12.0013 |
| 18613 | 1040* | ● 70 | 10 | 12615020 | 29.26.12.0013 |

Ausstreifbeutel, transparent mit Skalierung, mit Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 18640 | 1120* | ● 50 | 10 | 12615103 | 29.26.12.0013 |
| 18641 | 1080* | ● 60 | 10 | 12615126 | 29.26.12.0013 |
| 18642 | 1040* | ● 70 | 10 | 12615132 | 29.26.12.0013 |

SenSura® Mio Click Ileo-Tagdrainage Mini

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, lichtgrau, mit großlumigem Auslass (Ø 13 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 18620 | 650* | ● 40 | 10 | 12615037 | 29.26.12.0014 |
| 18621 | 581* | ● 50 | 10 | 12615043 | 29.26.12.0014 |
| 18622 | 546* | ● 60 | 10 | 12615066 | 29.26.12.0014 |

i **Kompatibilität beachten:**
SenSura® Mio Click Beutel sind nur mit SenSura® Mio Click Basisplatten kompatibel.

i **Kompatibilität beachten:**
Der Post-OP-Auslass ist mit dem Coloplast Bettbeutel (Art.-Nr. 14010) und allen Standard-Auffangbeuteln kompatibel. Der großlumige Auslass ist mit dem Coloplast Bettbeutel (Art.-Nr. 14010) kompatibel.

SenSura® Mio Flex Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel mit Sichtfenster, lichtgrau, mit großlumigem Auslass (Ø 13 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Hafttring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|-------------------|--------|----------|---------------|
| 18650 | 980* | ● 50 | 10 | 12615149 | 29.26.12.0015 |
| 18651 | 906* | ● 70 | 10 | 12615161 | 29.26.12.0015 |

Ausstreifbeutel, transparent mit Skalierung, mit großlumigem Auslass (Ø 13 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Hafttring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|-------------------|--------|----------|---------------|
| 18655 | 980* | ● 50 | 10 | 12615178 | 29.26.12.0015 |
| 18656 | 906* | ● 70 | 10 | 12615184 | 29.26.12.0015 |

SenSura® Click Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel, beige, großlumiger Auslass (Ø 13 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 19040 | 1160* | ● 40 | 10 | 07790790 | 29.26.12.0012 |
| 19041 | 1120* | ● 50 | 10 | 07790809 | 29.26.12.0012 |
| 19042 | 1080* | ● 60 | 10 | 07790815 | 29.26.12.0012 |

Ausstreifbeutel, transparent, großlumiger Auslass (Ø 13 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 19050 | 1160* | ● 40 | 10 | 07790821 | 29.26.12.0012 |
| 19051 | 1120* | ● 50 | 10 | 07790838 | 29.26.12.0012 |
| 19052 | 1080* | ● 60 | 10 | 07790844 | 29.26.12.0012 |

Ausstreifbeutel, beige, Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 19044 | 1120* | ● 50 | 10 | 10739717 | 29.26.12.0012 |
| 19045 | 1080* | ● 60 | 10 | 10739746 | 29.26.12.0012 |

Ausstreifbeutel, transparent, Post-OP-Auslass (Ø 9 mm)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 19054 | 1120* | ● 50 | 10 | 10739752 | 29.26.12.0012 |
| 19055 | 1080* | ● 60 | 10 | 10739769 | 29.26.12.0012 |

Assura® Ileo-Tagdrainage

Ausstreifbeutel, beige, mit Verschlussklammer (Art.-Nr. 9500), kompatibel mit Standard-Auffangbeuteln



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 2845 | 600 | ● 40 | 10 | 00742285 | 29.26.12.0010 |
| 2846 | 600 | ● 50 | 10 | 00742291 | 29.26.12.0010 |
| 2847 | 600 | ● 60 | 10 | 00742316 | 29.26.12.0010 |

Ausstreifbeutel, transparent, mit Verschlussklammer (Art.-Nr. 9500), kompatibel mit Standard-Auffangbeuteln



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 8114 | 600 | ● 40 | 10 | 00800976 | 29.26.12.0011 |
| 8115 | 600 | ● 50 | 10 | 00800999 | 29.26.12.0011 |
| 8116 | 600 | ● 60 | 10 | 00801013 | 29.26.12.0011 |

Assura® Ileo-Nachdrainage

Ausstreifbeutel, einseitig transparent, mit Verschlussklammer (Art.-Nr. 9500)



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 2835 | 2000 | ● 40 | 05 | 00742256 | 29.26.12.0009 |
| 2836 | 2000 | ● 50 | 05 | 00742262 | 29.26.12.0009 |
| 2837 | 2000 | ● 60 | 05 | 00742279 | 29.26.12.0009 |

Conveen® Nachtbeutel-Aufhängung

Verwendbar mit dem Coloplast Bettbeutel (Art.-Nr. 14010) oder dem Coloplast Uro Nachtbeutel (Art.-Nr. 21365)



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 5070 | 01 | 07733674 | 15.99.99.0010 |



Kompatibilität beachten:

Der Post-OP-Auslass ist mit dem Coloplast Bettbeutel (Art.-Nr. 14010) und allen Standard-Auffangbeuteln kompatibel. Der großlumige Auslass ist mit dem Coloplast Bettbeutel (Art.-Nr. 14010) kompatibel.

*Volumenangaben nach ISO 8670-2

Säuglings- und Kinderversorgung

STOMAVERSORGUNG FÜR SÄUGLINGS

SenSura® Mio Baby, Basisplatte

Ohne Starterloch, mit steriler Oberflächenbehandlung



| Artikel-Nr. | max. Stomagröße in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-----------------------|--------|----------|---------------|
| 18705 | 22 × 40 | 05 | 15410614 | 29.26.05.0165 |

SenSura® Mio Baby, Beutel

Ausstreifbeutel, transparent, mit weichem Auslass und Applikationsfenster, steril



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------|----------|---------------|
| 18700 | 160 | 10 | 15410608 | 29.26.13.0014 |

Brava® Pflasterentferner für SenSura® Mio Baby

Alkoholfrei



| Artikel-Nr. | Inhalt in ml | Produkt | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|---------|--------|----------|---------------|
| 12014 | 3 | Tüten | 30 | 15410821 | 29.26.10.4033 |

EINTEILIG, BEUTEL FÜR KINDER

SenSura® Mio Kids

Ausstreifbeutel, mit Hide-away® Auslass, lichtgrau, ohne Starterloch



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18710 | 180** (midi) | 0 – 35* | 10 | 15410620 | 29.26.13.0001 |

Ausstreifbeutel, mit Hide-away® Auslass, transparent, ohne Starterloch



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 18711 | 180** (midi) | 0 – 35* | 10 | 15410637 | 29.26.13.0001 |

SenSura® Mio Kids
Urostomiebeutel, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 18713 | 200** (midi) | 10-35* | 10 | 15410666 | 29.26.13.0002 |

Urostomiebeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Beutelgröße | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 18712 | 200** (midi) | 10-35* | 10 | 15410643 | 29.26.13.0002 |

Assura® für Kinder
Geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr. | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 2125 | 10-35* | 30 | 03982512 | 29.26.01.2047 |

Ausstreifbeutel, beige



| Artikel-Nr. | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 2110 | 10-35* | 30 | 03982481 | 29.26.02.2037 |

Ausstreifbeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 2115 | 10-35* | 30 | 03982498 | 29.26.02.2037 |

Urostomiebeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 8009 | 100 | 10-35* | 20 | 03982535 | 29.26.03.2008 |

*Ausschneidbare Öffnung **Volumenangaben nach ISO 8670-2

ZWEITEILIG, BASISPLATTEN FÜR KINDER

SenSura® Mio Kids Basisplatte



| Artikel-Nr. | Stomagröße ø in mm | Hafring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| 18735 | 0–27* | ● 27 | 05 | 15410809 | 29.26.05.0164 |
| 18747 | 0–35* | ● 35 | 05 | 15410815 | 29.26.05.0164 |

Easiflex® Basisplatte für Kinder

Hautschutz ø 60 mm bei ø 17 mm Haftzone, Hautschutz ø 70 mm bei ø 27 mm Haftzone



| Artikel-Nr. | Stomagröße ø in mm | Hafring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| 14307 | 0–15* | ● 17 | 10 | 03866705 | 29.26.05.0100 |
| 14308 | 0–25* | ● 27 | 10 | 03866711 | 29.26.05.0100 |

Assura® Basisplatte für Kinder

Hautschutz ø 83 mm



| Artikel-Nr. | Stomagröße ø in mm | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 2180 | 10–35* | ● 40 | 05 | 03982972 | 29.26.05.0049 |

ZWEITEILIG, BEUTEL FÜR KINDER

SenSura® Mio Kids

Ausstreifbeutel, mit Hide-away® Auslass, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Hafring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| 18720 | 85** (mini) | ● 27 | 10 | 15410695 | 29.26.13.0003 |
| 18722 | 200** (midi) | ● 27 | 10 | 15410732 | 29.26.13.0003 |
| 18724 | 200** (midi) | ● 35 | 10 | 15410761 | 29.26.13.0003 |

Ausstreifbeutel, mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Hafring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|-----------------|--------|----------|---------------|
| 18721 | 85** (mini) | ● 27 | 10 | 15410703 | 29.26.13.0003 |
| 18723 | 200** (midi) | ● 27 | 10 | 15410749 | 29.26.13.0003 |
| 18725 | 200** (midi) | ● 35 | 10 | 15410778 | 29.26.13.0003 |

SenSura® Mio Kids
Urostomiebeutel, lichtgrau



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 18730 | 200 (midi) | ● 27 | 10 | 15410784 | 29.26.13.0004 |
| 18731 | 200 (midi) | ● 35 | 10 | 15410790 | 29.26.13.0004 |

Easiflex® für Kinder
Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, gemustert



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 14691 | 105 | ● 17 | 40 | 03866674 | 29.26.02.0050 |
| 14692 | 150 | ● 27 | 40 | 03866697 | 29.26.02.0050 |

Ausstreifbeutel mit Hide-away® Auslass, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Haftring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 14681 | 105 | ● 17 | 40 | 03866668 | 29.26.02.0050 |
| 14682 | 150 | ● 27 | 40 | 03866680 | 29.26.02.0050 |

Assura® für Kinder
Geschlossener Beutel, beige



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 2160 | ● 40 | 30 | 03982883 | 29.26.01.0013 |

Geschlossener Beutel, transparent



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 2165 | ● 40 | 30 | 03982908 | 29.26.01.0013 |

Ausstreifbeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 2155 | ● 40 | 30 | 03982877 | 29.26.02.0009 |

Urostomiebeutel, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 1789 | 100 | ● 40 | 20 | 03982920 | 29.26.03.0013 |

* Ausschneidbare Öffnung ** Volumenangaben nach ISO 8670-2

ERGÄNZUNGSPRODUKTE

Brava® Geruchsneutralisierende Gleitmittel



| Artikel-Nr. | Produkt | Inhalt in ml | St./VE | PZN | UVP* |
|-------------|---------|--------------|--------|----------|--------|
| 12060 | Tüte | 7,5 | 20 | 09543794 | 21,20€ |
| 12061 | Flasche | 240 | 01 | 09543802 | 16,00€ |

Brava® Gürtel

Elastisches Material, passend für SenSura® Mio, mit vier Befestigungspunkten



| Artikel-Nr. | Größe in cm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|----------------|--------|----------|---------------|
| 0423 | 100 (Standard) | 01 | 10202762 | 29.26.11.0019 |
| 0424 | 155 (XXL) | 01 | 10202779 | 29.26.11.0019 |

Elastisches Material, passend für SenSura® und Assura®, mit zwei Befestigungspunkten



| Artikel-Nr. | Größe in cm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------|----------|---------------|
| 0421 | 100 | 01 | 09543825 | 29.26.11.0019 |
| 0422 | 135 | 01 | 09543570 | 29.26.11.0019 |

Filtrodor EntlüftungsfILTER



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 0509 | 50 | 03023852 | 29.26.11.1000 |

Ileo Verschluss-Clip



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 9503 | 20 | 08635904 | 29.99.99.0002 |

Verschlussklammer



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 9500 | 20 | 03331720 | 29.99.99.0002 |

Reiter (steril)

Länge zusammengesteckt: 8,80 cm



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 12814 | 10 | 00049153 | 29.26.11.6092 |

Stoma Schere



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | UVP* |
|----------------|--------|----------|--------|
| C2000 (rechts) | 01 | 10922485 | 9,90 € |
| C3000 (links) | 01 | 18828550 | 9,90 € |

Coloplast-Bettbeutel

Transparent, ohne Filter, kompatibel mit dem Post-OP- und dem großlumigen Auslass



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------|----------|---------------|
| 14010 | 2000 | 10 | 07791269 | 29.26.11.6124 |

Coloplast Uro Nachtbeutel

Kompatibel mit allen Coloplast Urostomiebeuteln



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|--------|----------|---------------|
| 21365 | 2000 | 10 | 07343097 | 29.26.11.6096 |

Coloplast Uro Beinbeutel

Kompatibel mit allen Coloplast Urostomiebeuteln




| Artikel-Nr. | Schlauchlänge | Volumen in ml | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------|---------------|--------|----------|---------------|
| 21368 | 50 | 500 | 10 | 14053460 | 29.26.11.6170 |

Coloplast Uro Mikrobeutel



| Artikel-Nr. | Rastring ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------|--------|----------|---------------|
| 14204 | 40 | 30 | 07207750 | 29.26.11.6095 |
| 14205 | 50 | 30 | 07207810 | 29.26.11.6095 |

Coloplast Entsorgungsbeutel



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------------------|----------|---------|
| 9806 | 3 Rollen á 30 Stück | 00355080 | — |

* Unverbindliche Preisempfehlung

SenSura® Mio Irrigations-Set

1 Spülbehälter mit integriertem Thermometer, 30 SenSura® Mio Entleerungsschläuche (55 cm ausschneidbar),
1 Spülrohr mit Konus (spitz), 4 Assura® Stomakappen



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 11751 | 01 | 19249417 | 29.26.08.0008 |

Assura® Irrigations-Set

1 Spülbehälter mit integriertem Thermometer, 10 Entleerungsschläuche/60 mm, 2 Spülrohre mit Konus (spitz/rund),
1 Assura® Andruckplatte, 1 Assura® Gürtel, 1 Assura® Stomakappe, 1 Tasche und 1 Verschlussklammer



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 12830 | 01 | 08602879 | 29.26.08.0036 |

Aus diesen Sets einzeln erhältlich

Assura® Andruckplatte



| Artikel-Nr. | Rastring \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------------------|--------|----------|---------------|
| 12820 | 60 | 01 | 08602862 | 29.26.11.6082 |

Spülrohr mit Konus (45 cm)



| Artikel-Nr. | Form | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------|--------|----------|---------------|
| 1110 | spitz | 01 | 03268200 | 29.99.99.0002 |
| 1010 | rund | 01 | 04575921 | 29.99.99.0002 |

Spülbehälter



| Artikel-Nr. | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 1511 | 01 | 03268217 | 29.99.99.0002 |

SenSura® Mio Entleerungsschlauch



| Artikel-Nr. | Stomagröße \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------------------------|--------|----------|---------------|
| 11750 | 55 | 30 | 19249400 | 29.26.08.0038 |

Assura® Irrigations-Entleerungsschlauch



| Artikel-Nr. | Rastring \varnothing in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|------------------------------|--------|----------|---------------|
| 12834 | 40 | 30 | 08602885 | 29.26.08.2030 |
| 12835 | 50 | 30 | 08602891 | 29.26.08.2030 |
| 12836 | 60 | 30 | 08602916 | 29.26.08.2030 |

Brava® Pflasterentferner-Spray und -Tücher

Alkoholfrei



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

| Artikel-Nr. | Inhalt in ml | Produkt | St./VE | PZN | UVP* |
|-------------|--------------|---------|--------|----------|--------|
| 12010 | 50 | Spray | 01 | 09543699 | 18,20€ |
| 12011 | — | Tücher | 30 | 09543707 | 33,40€ |

Brava® Pflasterentferner für SenSura® Mio Baby

Alkoholfrei



| Artikel-Nr. | Inhalt in ml | Produkt | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|---------|--------|----------|---------------|
| 12014 | 3 | Tüten | 30 | 15410821 | 29.26.10.4033 |

Derma Sol Plus

Pflasterentferner



| Artikel-Nr. | Inhalt in ml | Produkt | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|---------|--------|----------|---------------|
| 9110 | 230 | Flasche | 01 | 16233657 | 29.26.10.4000 |

Brava® Hautschutz-Spray und -Tücher

Alkoholfrei



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

| Artikel-Nr. | Inhalt in ml | Produkt | St./VE | PZN | UVP* |
|-------------|--------------|---------|--------|----------|--------|
| 12020 | 50 | Spray | 01 | 09543736 | 21,30€ |
| 12021 | — | Tücher | 30 | 09543713 | 40,00€ |

Brava® Hautreinigungstuch

1 Bestelleinheit = 3 Softpacks; 1 Softpack = 15 Tücher



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

| Artikel-Nr. | Produkt | St./VE | PZN | UVP* |
|-------------|---------|--------|----------|--------|
| 12080 | Tücher | 45 | 11653277 | 15,70€ |

Derma-Gard

Hautschutzfilm



| Artikel-Nr. | Produkt | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|---------|--------|----------|---------------|
| 7511 | Tücher | 50 | 04470381 | 29.26.10.2009 |

*Unverbindliche Preisempfehlung

Reinigungslotion



| Artikel-Nr. | Inhalt in ml | Produkt | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|---------|--------|----------|---------------|
| 4710 | 180 | Flasche | 06 | 08872018 | 29.26.10.3002 |
| 4715 | — | Tücher | 30 | 03435661 | 29.26.10.2001 |

Brava® Schutzcreme Mit Olivenextrakt



| Artikel-Nr. | Inhalt in ml | Produkt | St./VE | PZN | UVP* |
|-------------|--------------|---------|--------|----------|-------|
| 12000 | 60 | Tube | 01 | 09543587 | 9,20€ |

HAUTSCHUTZ

Brava® Modellierbarer Hautschutzring Plus



| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Starterlochgröße in mm | ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|------------------------|---------|--------|----------|---------------|
| 12035 | 2,5 | 18 | 48 | 30 | 11899328 | 29.26.10.6024 |
| 12036 | 2,5 | 18 | 57 | 30 | 15404016 | 29.26.10.6024 |
| 12037 | 2,5 | 27 | 57 | 30 | 12082115 | 29.26.10.6024 |
| 12038 | 2,5 | 18 | 64 | 30 | 15404045 | 29.26.10.6024 |
| 12039 | 2,5 | 34 | 64 | 30 | 12082138 | 29.26.10.6024 |
| 12045 | 4,2 | 18 | 48 | 30 | 12082109 | 29.26.10.6024 |
| 12046 | 4,2 | 18 | 57 | 30 | 15404051 | 29.26.10.6024 |
| 12047 | 4,2 | 27 | 57 | 30 | 12082121 | 29.26.10.6024 |
| 12048 | 4,2 | 18 | 64 | 30 | 15404068 | 29.26.10.6024 |
| 12049 | 4,2 | 34 | 64 | 30 | 12082144 | 29.26.10.6024 |

Brava® Modellierbarer Hautschutzring Plus XL Mit extra großer Haftfläche



| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Starterlochgröße in mm | ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|------------------------|---------|--------|----------|---------------|
| 12032 | 2,5 | 18 | 76 | 30 | 16662157 | 29.26.10.6024 |
| 12033 | 2,5 | 27 | 76 | 30 | 16662163 | 29.26.10.6024 |

Brava® Hautschuttring Konvex



| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Starterlochgröße in mm | ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|------------------------|---------|--------|----------|---------------|
| 120901 | 8,2 | 20 | 60 | 10 | 18224071 | 29.26.10.6022 |
| 120911 | 8,2 | 25 | 65 | 10 | 18224088 | 29.26.10.6022 |
| 120921 | 8,2 | 30 | 70 | 10 | 18224094 | 29.26.10.6022 |
| 120931 | 8,2 | 35 | 75 | 10 | 18224102 | 29.26.10.6022 |
| 120941 | 8,2 | 40 | 80 | 10 | 18224119 | 29.26.10.6022 |
| 120951 | 8,2 | 45 | 85 | 10 | 18224125 | 29.26.10.6022 |
| 12090 | 8,2 | 20 | 60 | 30 | 17399549 | 29.26.10.6022 |
| 12091 | 8,2 | 25 | 65 | 30 | 17399561 | 29.26.10.6022 |
| 12092 | 8,2 | 30 | 70 | 30 | 17399578 | 29.26.10.6022 |
| 12093 | 8,2 | 35 | 75 | 30 | 17399584 | 29.26.10.6022 |
| 12094 | 8,2 | 40 | 80 | 30 | 17399590 | 29.26.10.6022 |
| 12095 | 8,2 | 45 | 85 | 30 | 17399615 | 29.26.10.6022 |

Brava® Modellierbarer Hautschuttring



| Artikel-Nr. | Stärke in mm | Starterlochgröße in mm | ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------|------------------------|---------|--------|----------|---------------|
| 12030 | 2,0 | 18 | 48 | 30 | 09543765 | 29.26.10.6023 |
| 12042 | 4,2 | 18 | 48 | 30 | 09543771 | 29.26.10.6023 |

Brava® Elastischer Fixierstreifen



| Artikel-Nr. | Produkt | St./VE | PZN | UVP* |
|-------------|---------|--------|----------|--------|
| 12070 | Bogen | 20 | 09543742 | 23,40€ |
| 12072 | Spitz | 20 | 10821086 | 25,50€ |
| 12074 | Gerade | 20 | 10821063 | 21,30€ |
| 12076 | XL | 20 | 13917639 | 26,60€ |

Brava® Modellierstreifen



| Artikel-Nr. | Inhalt in g | Produkt | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|----------|--------|----------|---------------|
| 2655 | je 6 | Streifen | 10 | 09543788 | 29.26.10.0019 |

Brava® Alkoholfreie Paste



| Artikel-Nr. | Inhalt in g | Produkt | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|---------|--------|----------|---------------|
| 12050 | 60 | Tube | 01 | 09543759 | 29.26.10.0026 |
| 12051 | 25 | Tube | 12 | 10353662 | 29.26.10.0026 |

Paste



| Artikel-Nr. | Inhalt in g | Produkt | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|---------|--------|----------|---------------|
| 2650 | 60 | Tube | 01 | 03726358 | 29.26.10.0012 |

* Unverbindliche Preisempfehlung

Brava® Hydrokolloid-Puder



| Artikel-Nr. | Inhalt in g | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------|----------|---------------|
| 1907 | 25 | 01 | 09543819 | 29.26.10.1006 |
| 1914 | 2 | 20 | 11113109 | 29.26.10.1006 |

Brava® Hautschutzplatte Aus CURAGARD®



| Artikel-Nr. | Größe in cm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------------|--------|----------|---------------|
| 3210 | 10 × 10 | 10 | 09543618 | 29.26.07.0029 |
| 3215 | 15 × 15 | 05 | 09543647 | 29.26.07.1018 |
| 3220 | 20 × 20 | 05 | 09543682 | 29.26.07.2001 |

Hautschutzringe Aus CURAGARD®



| Artikel-Nr. | Stomagröße ø in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|--------------------|--------|----------|---------------|
| 2310 | 10 | 30 | 02298819 | 29.26.10.6021 |
| 2315 | 15 | 30 | 02298825 | 29.26.10.6021 |
| 2320 | 20 | 30 | 02298831 | 29.26.10.6021 |
| 2325 | 25 | 30 | 02298848 | 29.26.10.6021 |
| 2330 | 30 | 30 | 02298854 | 29.26.10.6021 |
| 2340 | 40 | 30 | 02298860 | 29.26.10.6021 |
| 2350 | 50 | 30 | 02298877 | 29.26.10.6021 |

BANDAGE

Brava® Stoma Bandage



| Artikel-Nr. | Größe | Bauchumfang in cm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|-------------|-------|-------------------|--------|----------|---------------|
| 12003 | S | 74 – 82 | 01 | 15376627 | 05.11.03.2018 |
| 12004 | M | 78 – 90 | 01 | 15376656 | 05.11.03.2018 |
| 12005 | L | 86 – 98 | 01 | 15376662 | 05.11.03.2018 |
| 12006 | XL | 94 – 106 | 01 | 15376679 | 05.11.03.2018 |
| 12007 | 2XL | 102 – 116 | 01 | 15376685 | 05.11.03.2018 |
| 12008 | 3XL | 112 – 130 | 01 | 15376691 | 05.11.03.2018 |
| 12009 | 4XL | 126 – 148 | 01 | 16606957 | 05.11.03.2018 |

DRAINAGEVERSORGUNG

Drainage (steril/unsteril)

Offen, transparent



| Artikel-Nr. | Volumen in ml | ausschneidbar in mm | St./VE | PZN | HMV-Nr. |
|---------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| 2210 steril | 100 | 5-38 | 10 | 07232630 | 29.26.12.2027 |
| 2215 steril | 300 | 5-38 | 10 | 07232647 | 29.26.12.2027 |
| 2220 steril | 500 | 5-50 | 10 | 07232653 | 29.26.12.2027 |
| 2240 unsteril | 100 | 5-38 | 10 | 07387700 | 29.26.12.2028 |
| 2245 unsteril | 300 | 5-38 | 10 | 07387717 | 29.26.12.2028 |
| 2250 unsteril | 500 | 5-50 | 10 | 07387723 | 29.26.12.2028 |

FISTEL- UND WUNDVERSORGUNG

Fistel- und Wundversorgungssystem

Wellförmiger, flexibler Hautschutz für den Bauchbereich



| Artikel-Nr. | Größe | ausschneidbar in mm | St./VE | PZN |
|-------------|-------|---------------------|--------|----------|
| 14050 | Mini | 104-159 | 6 | 18224131 |
| 14060 | Midi | 156-228 | 3 | 18224148 |
| 14070 | Maxi | 208-297 | 3 | 18224154 |

Ablaufhilfe



| Artikel-Nr. | Größe/CH | St./VE | PZN |
|-------------|---------------------------------------|--------|----------|
| 14015 | CH18-CH22 anpassbar auf: CH24-CH30 | 12 | 18224295 |

Flexibles Behandlungsfenster



| Artikel-Nr. | Größe | St./VE | PZN |
|-------------|-------|--------|----------|
| 14021 | Mini | 10 | 18224220 |
| 14031 | Midi | 10 | 18224243 |
| 14041 | Maxi | 10 | 18224272 |

Coloplast-Bettbeutel

Transparent, ohne Filter, kompatibel mit dem Post-OP- und dem großlumigen Auslass



| Artikel-Nr. | Volumen | St./VE | HMV-Nr | PZN |
|-------------|----------|--------|---------------|----------|
| 14010 | 2.000 ml | 10 | 29.26.11.6124 | 07791269 |

Bettaufhängung



| Artikel-Nr. | St./VE | HMV-Nr | PZN |
|-------------|--------|---------------|----------|
| 5070 | 1 | 15.99.99.0010 | 07733674 |

Index

Verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|-------------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 0421 | 70 | 2807 | 59 | 10002 | 46 | 10431 | 37 | 10584 | 41 | 11306 | 50 |
| 0422 | 70 | 2808 | 59 | 10003 | 46 | 10441 | 37 | 10585 | 41 | 11307 | 50 |
| 0423 | 70 | 2831 | 48 | 10004 | 46 | 10442 | 37 | 10586 | 41 | 11308 | 50 |
| 0424 | 70 | 2832 | 48 | 10011 | 47 | 10443 | 37 | 10870 | 32 | 11312 | 50 |
| 0509 | 70 | 2833 | 48 | 10012 | 47 | 10444 | 37 | 10871 | 32 | 11313 | 50 |
| 1010 | 72 | 2835 | 65 | 10013 | 47 | 10451 | 37 | 10872 | 32 | 11314 | 50 |
| 1110 | 72 | 2836 | 65 | 10015 | 47 | 10452 | 37 | 10873 | 32 | 11315 | 50 |
| 1511 | 72 | 2837 | 65 | 10016 | 47 | 10453 | 37 | 10874 | 32 | 11316 | 50 |
| 1789 | 69 | 2845 | 65 | 10017 | 47 | 10454 | 37 | 10881 | 32 | 11317 | 50 |
| 1907 | 76 | 2846 | 65 | 10021 | 47 | 10458 | 37 | 10883 | 32 | 11318 | 50 |
| 1914 | 76 | 2847 | 65 | 10022 | 47 | 10501 | 46 | 10884 | 32 | 11401 | 52 |
| 2110 | 67 | 2884 | 48 | 10023 | 47 | 10502 | 46 | 10885 | 32 | 11402 | 52 |
| 2115 | 67 | 2885 | 48 | 10025 | 47 | 10503 | 46 | 10891 | 32 | 11403 | 52 |
| 2125 | 67 | 2886 | 48 | 10026 | 47 | 10504 | 46 | 11011 | 50 | 11411 | 52 |
| 2155 | 69 | 2894 | 48 | 10027 | 47 | 10511 | 46 | 11012 | 50 | 11412 | 52 |
| 2160 | 69 | 2895 | 48 | 10031 | 47 | 10512 | 46 | 11015 | 50 | 11413 | 52 |
| 2165 | 69 | 2896 | 48 | 10032 | 47 | 10513 | 46 | 11016 | 50 | 11414 | 52 |
| 2180 | 68 | 3210 | 76 | 10035 | 47 | 10515 | 46 | 11021 | 50 | 11421 | 52 |
| 2210 | 77 | 3215 | 76 | 10036 | 47 | 10521 | 46 | 11022 | 50 | 11422 | 52 |
| 2215 | 77 | 3220 | 76 | 10041 | 47 | 10522 | 46 | 11023 | 50 | 11423 | 52 |
| 2220 | 77 | 4710 | 74 | 10045 | 47 | 10523 | 46 | 11024 | 50 | 11425 | 52 |
| 2240 | 77 | 4715 | 74 | 10101 | 47 | 10524 | 46 | 11025 | 50 | 11426 | 52 |
| 2245 | 77 | 5070 | 65, 77 | 10102 | 47 | 10525 | 46 | 11026 | 50 | 11431 | 55 |
| 2250 | 77 | 5575 | 42 | 10103 | 47 | 10531 | 46 | 11027 | 50 | 11432 | 55 |
| 2310 | 76 | 5580 | 42 | 10104 | 47 | 10551 | 46 | 11028 | 50 | 11433 | 55 |
| 2315 | 76 | 5585 | 42 | 10105 | 47 | 10561 | 46 | 11031 | 50 | 11441 | 55 |
| 2320 | 76 | 7511 | 73 | 10106 | 47 | 10562 | 46 | 11032 | 50 | 11442 | 55 |
| 2325 | 76 | 8009 | 67 | 10108 | 47 | 10563 | 46 | 11035 | 50 | 11443 | 55 |
| 2330 | 76 | 8114 | 65 | 10111 | 47 | 10564 | 46 | 11036 | 50 | 11444 | 55 |
| 2340 | 76 | 8115 | 65 | 10112 | 47 | 10565 | 46 | 11041 | 50 | 11451 | 55 |
| 2350 | 76 | 8116 | 65 | 10113 | 47 | 10571 | 46 | 11045 | 50 | 11452 | 55 |
| 2501 | 45 | 9110 | 73 | 10114 | 47 | 10572 | 46 | 11301 | 50 | 11453 | 55 |
| 2650 | 75 | 9500 | 70 | 10115 | 47 | 10573 | 46 | 11302 | 50 | 11456 | 55 |
| 2655 | 75 | 9503 | 70 | 10116 | 47 | 10581 | 41 | 11303 | 50 | 11457 | 55 |
| 2804 | 59 | 9806 | 71 | 10117 | 47 | 10582 | 41 | 11304 | 50 | 11491 | 57 |
| 2805 | 59 | 10001 | 46 | 10118 | 47 | 10583 | 41 | 11305 | 50 | 11492 | 57 |

| Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite | Artikel-Nr. | Seite |
|-------------|-------|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 11496 | 57 | 12011 | 73 | 12135 | 33 | 12292 | 58 | 12842 | 48 | 14006 | 36 |
| 11497 | 57 | 12014 | 66, 73 | 12136 | 33 | 12296 | 58 | 12844 | 48 | 14010 | 71 |
| 11498 | 57 | 12020 | 73 | 12140 | 33 | 12297 | 58 | 12845 | 48 | 14033 | 37 |
| 11499 | 57 | 12021 | 73 | 12144 | 33 | 12298 | 58 | 12847 | 48 | 14034 | 37 |
| 11500 | 57 | 12030 | 75 | 12145 | 33 | 12344 | 54 | 12848 | 48 | 14035 | 37 |
| 11750 | 72 | 12032 | 74 | 12146 | 33 | 12345 | 54 | 12991 | 45 | 14043 | 36 |
| 11751 | 72 | 12033 | 74 | 12147 | 33 | 12354 | 54 | 12992 | 45 | 14044 | 36 |
| 11811 | 44 | 12035 | 74 | 12148 | 33 | 12355 | 54 | 12993 | 45 | 14045 | 36 |
| 11812 | 44 | 12036 | 74 | 12149 | 33 | 12356 | 54 | 12994 | 45 | 14046 | 36 |
| 11814 | 44 | 12037 | 74 | 12160 | 33 | 12374 | 54 | 12995 | 45 | 14015 | 77 |
| 11815 | 44 | 12038 | 74 | 12164 | 33 | 12375 | 54 | 12996 | 45 | 14021 | 77 |
| 11821 | 58 | 12039 | 74 | 12165 | 33 | 12376 | 54 | 13679 | 43 | 14031 | 77 |
| 11822 | 58 | 12042 | 75 | 12166 | 33 | 12384 | 54 | 13680 | 43 | 14041 | 77 |
| 11824 | 58 | 12045 | 74 | 12170 | 33 | 12385 | 54 | 13690 | 37 | 14050 | 77 |
| 11825 | 58 | 12046 | 74 | 12174 | 33 | 12386 | 54 | 13810 | 38 | 14060 | 77 |
| 11827 | 58 | 12047 | 74 | 12175 | 33 | 12701 | 52 | 13830 | 38 | 14070 | 77 |
| 11828 | 58 | 12048 | 74 | 12176 | 33 | 12702 | 52 | 13840 | 38 | 14102 | 41 |
| 11841 | 58 | 12049 | 74 | 12201 | 53 | 12703 | 52 | 13844 | 38 | 14103 | 41 |
| 11842 | 58 | 12050 | 75 | 12202 | 53 | 12704 | 52 | 13845 | 38 | 14105 | 41 |
| 11844 | 58 | 12051 | 75 | 12203 | 53 | 12705 | 52 | 13860 | 38 | 14106 | 41 |
| 11845 | 58 | 12060 | 70 | 12211 | 53 | 12706 | 52 | 13870 | 38 | 14163 | 41 |
| 11846 | 58 | 12061 | 70 | 12212 | 53 | 12707 | 52 | 13874 | 38 | 14164 | 41 |
| 11851 | 58 | 12070 | 75 | 12213 | 53 | 12709 | 52 | 13875 | 38 | 14165 | 41 |
| 11852 | 58 | 12072 | 75 | 12216 | 53 | 12716 | 52 | 13876 | 38 | 14166 | 41 |
| 11854 | 58 | 12074 | 75 | 12222 | 53 | 12719 | 52 | 13954 | 57 | 14173 | 41 |
| 11855 | 58 | 12076 | 75 | 12223 | 53 | 12800 | 61 | 13955 | 57 | 14174 | 41 |
| 11856 | 58 | 12080 | 73 | 12231 | 55 | 12802 | 61 | 13956 | 57 | 14175 | 41 |
| 12000 | 74 | 12090 | 75 | 12232 | 55 | 12808 | 61 | 13974 | 57 | 14176 | 41 |
| 12003 | 76 | 12091 | 75 | 12233 | 55 | 12810 | 61 | 13975 | 57 | 14204 | 71 |
| 12004 | 76 | 12092 | 75 | 12241 | 55 | 12814 | 70 | 13976 | 57 | 14205 | 71 |
| 12005 | 76 | 12093 | 75 | 12242 | 55 | 12820 | 72 | 13984 | 57 | 14214 | 59 |
| 12006 | 76 | 12094 | 75 | 12243 | 55 | 12830 | 72 | 13985 | 57 | 14215 | 59 |
| 12007 | 76 | 12095 | 75 | 12244 | 55 | 12834 | 72 | 13986 | 57 | 14217 | 59 |
| 12008 | 76 | 12110 | 33 | 12252 | 55 | 12835 | 72 | 14002 | 37 | 14218 | 59 |
| 12009 | 76 | 12130 | 33 | 12253 | 55 | 12836 | 72 | 14003 | 37 | 14224 | 59 |
| 12010 | 73 | 12134 | 33 | 12291 | 58 | 12841 | 48 | 14005 | 36 | 14225 | 59 |

| Artikel-Nr. | Seite |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 14226 | 59 | 14414 | 40 | 15500 | 40 | 16422 | 39 | 16831 | 43 | 16923 | 49 |
| 14227 | 59 | 14415 | 40 | 15509 | 40 | 16423 | 39 | 16832 | 43 | 16924 | 49 |
| 14228 | 59 | 14421 | 40 | 15537 | 40 | 16426 | 39 | 16833 | 43 | 16931 | 49 |
| 14229 | 59 | 14422 | 40 | 15538 | 40 | 16427 | 39 | 16836 | 43 | 16941 | 51 |
| 14232 | 52 | 14423 | 40 | 15539 | 40 | 16430 | 39 | 16837 | 43 | 16942 | 51 |
| 14233 | 52 | 14434 | 36 | 16301 | 34 | 16431 | 39 | 16840 | 43 | 16951 | 51 |
| 14234 | 52 | 14441 | 36 | 16305 | 34 | 16432 | 39 | 16841 | 43 | 16953 | 51 |
| 14235 | 52 | 14442 | 36 | 16306 | 34 | 16434 | 39 | 16842 | 43 | 16954 | 51 |
| 14236 | 52 | 14444 | 36 | 16310 | 34 | 16435 | 40 | 16852 | 44 | 16955 | 51 |
| 14243 | 52 | 14445 | 36 | 16311 | 34 | 16436 | 39 | 16853 | 44 | 16961 | 51 |
| 14246 | 52 | 14451 | 36 | 16312 | 34 | 16442 | 40 | 16855 | 44 | 16963 | 51 |
| 14249 | 52 | 14452 | 36 | 16313 | 34 | 16443 | 40 | 16856 | 44 | 16964 | 51 |
| 14251 | 48 | 14453 | 36 | 16315 | 34 | 16446 | 40 | 16857 | 44 | 16971 | 51 |
| 14252 | 48 | 14454 | 36 | 16322 | 35 | 16447 | 40 | 16860 | 44 | 18150 | 34 |
| 14254 | 48 | 14681 | 69 | 16323 | 35 | 16450 | 40 | 16861 | 44 | 18151 | 34 |
| 14255 | 48 | 14682 | 69 | 16326 | 35 | 16451 | 40 | 16862 | 44 | 18152 | 34 |
| 14261 | 51 | 14691 | 69 | 16327 | 35 | 16453 | 40 | 16863 | 44 | 18160 | 34 |
| 14262 | 51 | 14692 | 69 | 16330 | 35 | 16454 | 40 | 16866 | 45 | 18161 | 34 |
| 14263 | 51 | 14712 | 44 | 16331 | 35 | 16455 | 41 | 16867 | 45 | 18162 | 34 |
| 14271 | 51 | 14713 | 44 | 16332 | 35 | 16456 | 40 | 16870 | 45 | 18163 | 34 |
| 14272 | 51 | 14716 | 44 | 16333 | 35 | 16471 | 49 | 16871 | 45 | 18170 | 34 |
| 14273 | 51 | 14717 | 44 | 16335 | 35 | 16472 | 49 | 16872 | 45 | 18171 | 34 |
| 14274 | 51 | 15020 | 32 | 16342 | 36 | 16481 | 49 | 16880 | 49 | 18172 | 34 |
| 14275 | 51 | 15021 | 32 | 16343 | 36 | 16483 | 49 | 16881 | 49 | 18173 | 34 |
| 14276 | 51 | 15022 | 32 | 16346 | 36 | 16484 | 49 | 16882 | 49 | 18180 | 34 |
| 14281 | 51 | 15023 | 32 | 16347 | 36 | 16485 | 49 | 16883 | 49 | 18181 | 34 |
| 14282 | 51 | 15030 | 32 | 16350 | 36 | 16486 | 49 | 16884 | 49 | 18182 | 34 |
| 14283 | 51 | 15205 | 40 | 16351 | 36 | 16487 | 49 | 16885 | 49 | 18185 | 34 |
| 14291 | 51 | 15206 | 40 | 16352 | 36 | 16488 | 49 | 16886 | 49 | 18251 | 38 |
| 14292 | 51 | 15401 | 35 | 16353 | 36 | 16491 | 49 | 16887 | 49 | 18252 | 38 |
| 14293 | 51 | 15403 | 35 | 16355 | 36 | 16801 | 43 | 16888 | 49 | 18260 | 38 |
| 14294 | 51 | 15404 | 35 | 16401 | 39 | 16805 | 43 | 16889 | 49 | 18270 | 38 |
| 14295 | 51 | 15405 | 35 | 16405 | 39 | 16810 | 43 | 16901 | 49 | 18271 | 38 |
| 14307 | 68 | 15406 | 35 | 16406 | 39 | 16822 | 43 | 16903 | 49 | 18272 | 38 |
| 14308 | 68 | 15407 | 35 | 16410 | 39 | 16823 | 43 | 16911 | 49 | 18273 | 38 |
| 14404 | 40 | 15408 | 35 | 16411 | 39 | 16825 | 43 | 16913 | 49 | 18280 | 38 |
| 14405 | 40 | 15413 | 35 | 16412 | 39 | 16826 | 43 | 16914 | 49 | 18281 | 38 |
| 14411 | 40 | 15414 | 35 | 16413 | 39 | 16827 | 43 | 16915 | 49 | 18285 | 38 |
| 14412 | 40 | 15415 | 35 | 16415 | 39 | 16830 | 43 | 16921 | 49 | 18371 | 32 |

| Artikel-Nr. | Seite |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
| 18373 | 32 | 18642 | 63 | 18938 | 41 | 19051 | 64 | 103651 | 56 | 154441 | 33 |
| 18376 | 37 | 18650 | 64 | 18939 | 41 | 19052 | 64 | 103661 | 56 | 154501 | 32 |
| 18378 | 37 | 18651 | 64 | 18951 | 39 | 19054 | 64 | 103671 | 56 | 154521 | 32 |
| 18386 | 53 | 18655 | 64 | 18953 | 39 | 19055 | 64 | 103741 | 56 | 154531 | 32 |
| 18388 | 55 | 18656 | 64 | 18954 | 39 | 21365 | 71 | 103751 | 56 | 154541 | 32 |
| 18390 | 46 | 18660 | 61 | 18955 | 39 | 21368 | 71 | 103761 | 56 | 154551 | 32 |
| 18400 | 42 | 18661 | 61 | 18956 | 39 | 91230 | 73 | 103841 | 56 | 154561 | 32 |
| 18401 | 42 | 18665 | 61 | 18957 | 39 | 101521 | 53 | 103851 | 56 | 154571 | 32 |
| 18402 | 42 | 18666 | 61 | 18958 | 39 | 101541 | 53 | 103861 | 56 | 154701 | 33 |
| 18403 | 42 | 18670 | 62 | 18959 | 39 | 101551 | 53 | 103871 | 56 | 154721 | 33 |
| 18404 | 42 | 18671 | 62 | 18970 | 39 | 101561 | 53 | 103901 | 56 | 154731 | 33 |
| 18405 | 42 | 18675 | 62 | 18971 | 39 | 101641 | 53 | 103911 | 56 | 154741 | 33 |
| 18500 | 48 | 18676 | 62 | 18972 | 39 | 101651 | 53 | 108951 | 54 | 154801 | 32 |
| 18501 | 48 | 18680 | 60 | 18973 | 39 | 101661 | 53 | 109021 | 54 | 154821 | 32 |
| 18510 | 48 | 18681 | 60 | 18974 | 39 | 101671 | 53 | 109041 | 54 | 154831 | 32 |
| 18511 | 48 | 18690 | 60 | 18975 | 39 | 101741 | 53 | 109051 | 54 | 154841 | 32 |
| 18520 | 48 | 18691 | 60 | 18976 | 39 | 101751 | 53 | 109111 | 54 | 155201 | 40 |
| 18521 | 48 | 18700 | 66 | 18992 | 37 | 101761 | 53 | 109121 | 54 | 155411 | 38 |
| 18522 | 48 | 18705 | 66 | 18993 | 37 | 101841 | 53 | 109141 | 54 | 155501 | 40 |
| 18523 | 48 | 18710 | 66 | 18994 | 37 | 101851 | 53 | 109151 | 54 | 155521 | 40 |
| 18524 | 48 | 18711 | 66 | 18995 | 37 | 101861 | 53 | 109171 | 54 | 155531 | 40 |
| 18530 | 48 | 18712 | 67 | 18996 | 37 | 101871 | 53 | 109181 | 54 | 155541 | 40 |
| 18532 | 48 | 18713 | 67 | 18997 | 37 | 103121 | 56 | 109191 | 54 | 155701 | 38 |
| 18600 | 63 | 18720 | 68 | 18998 | 37 | 103141 | 56 | 109201 | 54 | 155721 | 38 |
| 18601 | 63 | 18721 | 68 | 19001 | 61 | 103151 | 56 | 109911 | 54 | 155731 | 38 |
| 18602 | 63 | 18722 | 68 | 19002 | 61 | 103211 | 56 | 118011 | 42 | 155741 | 38 |
| 18603 | 63 | 18723 | 68 | 19003 | 61 | 103221 | 56 | 118021 | 42 | 155801 | 40 |
| 18610 | 63 | 18724 | 68 | 19004 | 61 | 103241 | 56 | 118031 | 42 | 155821 | 40 |
| 18611 | 63 | 18725 | 68 | 19010 | 60 | 103251 | 56 | 118041 | 42 | 155831 | 40 |
| 18612 | 63 | 18730 | 69 | 19011 | 60 | 103271 | 56 | 120901 | 75 | 155841 | 40 |
| 18613 | 63 | 18731 | 69 | 19020 | 60 | 103281 | 56 | 120911 | 75 | C2000 | 71 |
| 18620 | 63 | 18735 | 68 | 19021 | 60 | 103291 | 56 | 120921 | 75 | C3000 | 71 |
| 18621 | 63 | 18747 | 68 | 19030 | 60 | 103301 | 56 | 120931 | 75 | | |
| 18622 | 63 | 18931 | 41 | 19040 | 64 | 103511 | 56 | 120941 | 75 | | |
| 18630 | 63 | 18933 | 41 | 19041 | 64 | 103521 | 56 | 120951 | 75 | | |
| 18631 | 63 | 18934 | 41 | 19042 | 64 | 103541 | 56 | 154201 | 32 | | |
| 18632 | 63 | 18935 | 41 | 19044 | 64 | 103551 | 56 | 154411 | 33 | | |
| 18640 | 63 | 18936 | 41 | 19045 | 64 | 103561 | 56 | 154421 | 33 | | |
| 18641 | 63 | 18937 | 41 | 19050 | 64 | 103641 | 56 | 154431 | 33 | | |

Coloplast entwickelt Produkte und Serviceleistungen, die das Leben von Menschen mit sehr persönlichen medizinischen Bedürfnissen erleichtern. In enger Zusammenarbeit mit Fachkräften und Anwender:innen finden wir gemeinsam neue Wege für eine bessere Versorgung.

Wir vertreiben hochwertige Produkte für die Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung sowie für die Hautpflege, die Urologie und die Laryngektomie- und Tracheostomieversorgung. Darüber hinaus bieten wir in Deutschland auch Homecare-Dienstleistungen an.

Wir sind ein weltweit operierendes Unternehmen mit mehr als 16.500 Mitarbeiter:innen, Niederlassungen in 40 Ländern und helfen Menschen in mehr als 140 Ländern mit unseren Produkten.