

Ganz sicher. Mit Brava®

Die hochwertige Pflegeschutzserie von Coloplast

Brava®



Was ist das Richtige für Ihre Patienten?



Brava® – die hochwertige Pflegeschutzserie

Die hochwertige Pflegeschutzserie von Coloplast steht für höchste Qualität und große Zuverlässigkeit. Für die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Stomaträgers können aus dem vielseitigen Sortiment die optimalen Produkte ausgewählt werden.

Die Brava® Produkte zeichnen sich durch ihr benutzerfreundliches Design und ihre unkomplizierte Handhabung aus. Sie schützen die stomaumgebende Haut und pflegen sie bestmöglich. Alle Produkte der Brava® Pflegeschutzserie sind besonders hautfreundlich und enthalten keinen Alkohol. Sie sorgen für einen guten Sitz der Stomaversorgung und vermindern so Leckagen.

Brava® Produkte wurden dafür entwickelt, den wichtigsten Herausforderungen in der Stomaversorgung optimal zu begegnen.

- › Pflege und Schutz der Haut
- › Anpassung der Versorgung und Reduzierung von Leckagen
- › Vereinfachung der Wechselroutine

*Stomaträger und Anwender können sich gewiss sein:
Sie sind sicher versorgt.*



Einfach Gewissheit haben – mit Brava®



Brava® Modellierbarer Hautschutzring Plus Zweifacher Schutz – einfache Anwendung

Der Brava® Modellierbare Hautschutzring Plus bietet auch anspruchsvoller Haut sicheren Schutz durch eine einfache und sichere Abdichtung des Stomas gegen Leckagen. Der Ring hat dank seiner besonderen Rezeptur ein ideales Verhältnis des Absorptionsvermögens zur Beständigkeit.

Schutz vor Leckagen

Durch die hohe Beständigkeit des Hautschutzringes bleibt er auch bei Kontakt mit aggressiven Ausscheidungen intakt und behält seine Form.

Schützt die Haut

Wegen seiner Rezeptur kann der Ring viel Feuchtigkeit absorbieren und beugt so Hautschäden vor.

Einfache Anwendung

Der Hautschutzring lässt sich einfach für die gewünschte Passform modellieren oder dehnen und in der Regel ohne Rückstände zusammen mit der Stomaversorgung wieder ablösen.

In vier Durchmessern erhältlich. Ermöglicht so auch bei größeren Stomadurchmessern, doppeläufigen Stomata und unterschiedlichsten Stomaumgebungen eine einfache Anwendung.



Vielfältig auch in den Größen

- + 2 Stärken – 2,5 und 4,2 mm
- + 3 Lochgrößen – 18, 27 und 34 mm
- + 4 Ringdurchmesser – 48, 57, 64 und 76 mm



Lässt sich individuell anpassen und zu einer Rolle formen.



Kann zum leichteren Umlegen eingeschnitten werden.



Kann gestapelt werden, um z. B. Konvexitäten zu verstärken.



Kann ausgeformt werden, zum Auskleiden von Vertiefungen.

Brava® Pflasterentferner

Einfaches Entfernen von Haftmaterialien von der Haut

Der Brava® Pflasterentferner kann zum Ablösen von auf der Haut haftenden Materialien in der Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung eingesetzt werden. Das hautfreundliche silikonbasierte Spray sorgt für eine sanfte und schonende Auflösung der Haftungsverbindung, sodass sich die Materialien einfach ablösen lassen.



Einfaches Ablösen von medizinischen Haftmaterialien

- › Zur Vermeidung von Traumata durch Reizungen beim Versorgungswechsel
- › Zur Erhaltung der Hautgesundheit bei empfindlicher oder gereizter Haut



Einfache und hautfreundliche Anwendung

- › Brennt nicht auf der Haut – enthält keinen Alkohol
- › Hautfreundlich – der silikonbasierte Inhalt sorgt für schonendes Ablösen
- › Trocknet in Sekunden – beeinträchtigt die Haftung der folgenden Versorgungen nicht
- › Anwendung aus allen Richtungen: Das Spray lässt sich auch über Kopf sprühen

Tests haben gezeigt

89 % 

weniger Zugkraft auf der Haut
beim Ablösen der Versorgung



Die Schutzfunktion der
Haut bleibt erhalten.



Brava® Pflasterentferner –
als Spray oder Tuch erhältlich.



Brava® Elastische Fixierstreifen

Für zusätzlichen Halt



Die Brava® Elastischen Fixierstreifen unterstützen, wenn die Stomaversorgung allein für einen sicheren Halt nicht ausreicht. Die Fixierstreifen bestehen aus einem hautfreundlichen und elastischen Material mit BodyFit Technologie®, das den Körperbewegungen folgt.

Produktvorteile



Unterstützung bei einem aktiven Lebensstil

- › Absorbiert Feuchtigkeit und Schweiß
- › Bleibt auch bei körperlichen Aktivitäten wie Sport elastisch
- › Bietet mehr Sicherheit für Anwender, die zusätzliche Haftungsunterstützung z. B. in intimen Momenten oder im Alltag benötigen



Hält die Versorgung an ihrem Platz

- › Verhindert ein Aufrollen der Ränder der Basisplatte
- › Ermöglicht eine zusätzliche Fixierung der Versorgung – ein Aufbringen von Pflastern ist überflüssig
- › Unterstützt, wenn die Haftfläche der Versorgung allein nicht ausreicht



Flexibel in der Anwendung

- › Ermöglicht einen bedarfsgerechten Einsatz; es können zwei oder auch mehr Fixierstreifen eingesetzt werden

Formen- und Größenvielfalt – für individuelle Ansprüche



Brava® Elastischer Fixierstreifen Bogen

Der klassische Fixierstreifen für mehr Sicherheit und zusätzlichen Halt.



Brava® Elastischer Fixierstreifen Spitz

Die Flügel bieten zusätzlichen Halt an den Seiten. Geeignet zur Anwendung unter Stomagürteln, um Druckstellen zu vermeiden.



Brava® Elastischer Fixierstreifen Gerade

Für quadratische Stomaversorgungen.



Brava® Elastischer Fixierstreifen XL

Bietet eine extragroße zusätzliche Haftfläche. Gut geeignet bei Adipositas, bei Hernien oder für SenSura® Mio Konkav Versorgungen.

Die Haut schützen

Brava® Hautschutz

Besonders hautfreundlicher Schutzfilm zum Extraschutz vor Reizungen und unerwünschten Einflüssen

- › Zur Vorbeugung gegen und Linderung von Hautproblemen
- › Bildet einen atmungsaktiven dünnen Schutzfilm
- › Schützt vor Hautreizungen, verursacht durch den Kontakt mit Stomaausscheidungen oder Haftmaterialien
- › Die Rezeptur auf Silikonbasis ist besonders hautfreundlich und brennt nicht
- › Der Film löst sich nach jedem Versorgungswechsel mit ab, so dass keine übereinanderliegenden Schichten entstehen können
- › Als Spray oder Tuch erhältlich



Brava® Schutzcreme

Feuchtigkeitsspendende Pflege und Schutz für irritierte Haut

- › Linderung von Hautproblemen bei trockener oder wundter Haut
- › Bildet eine schützende Schicht auf der Haut, zur Vermeidung von Hautirritationen und Reizungen
- › Äußere Einflüsse perlen an der schützenden Schicht ab
- › Spendet Feuchtigkeit, mit Olivenextrakten
- › Sehr ergiebig
- › Beeinträchtigt die Haftung der Stomaversorgung nicht

Brava® Hautschutzplatte

Die Hautschutzplatte bietet durch ihr hohes Absorptionsvermögen einen erhöhten Schutz bei feuchten Stomaumgebungen und hilft so, Hautmazerationen vorzubeugen

- › Besteht aus sehr hautfreundlichem Material, das bei nässender Haut viel Feuchtigkeit aufnehmen kann
- › Die Oberfläche ist zum Aufbringen von Stomaversorgungen geeignet
- › Kann bedarfsgerecht zugeschnitten werden
- › In drei Größen erhältlich



Brava® Hydrokolloid-Puder

Unterstützung der Behandlung von feuchter Haut unter der Versorgung; gewährleistet die sichere Haftung der Stomaversorgung und beugt Hautirritationen vor

- › Bietet gezielte Feuchtigkeitsabsorption bei nässender Haut
- › Beugt Hautirritationen vor und hält die Haut trocken
- › Erhältlich als 25 g oder 2 g Flasche für den patienten-individuellen Einsatz

Die Versorgung individuell anpassen



Brava® Modellierstreifen

Hautfreundliches Abdichten von Versorgung und Stoma und zum Ausgleichen von Unebenheiten, Falten und Vertiefungen in der Stomaumgebung

- › Lässt sich nach Bedarf in die gewünschte Form modellieren (Ring, Streifen etc.)
- › Kann auf die Basisplatte oder direkt auf die Haut aufgebracht werden
- › Alkoholfrei und daher besonders hautfreundlich
- › Ist individuell dosierbar und kann in Teilen verwendet werden
- › Trocknet in der Blisterverpackung nicht aus

Brava® Alkoholfreie Paste

Besonders hautfreundliches und sicheres Abdichten von Versorgung und Stoma und zum Ausgleichen von Unebenheiten in der Stomaumgebung

- › Zum individuellen Ausgleichen und Abdichten
- › Sehr beständig, löst sich auch bei aggressiver Ausscheidung nicht auf
- › Behält die Konsistenz auch nach dem Auftragen
- › Alkoholfrei und daher besonders hautfreundlich
- › Erhältlich in zwei Größen: 60 g und 25 g



Brava® Gürtel

Hält die Stomaversorgung diskret an der richtigen Stelle und bietet zusätzliche Sicherheit

- › Zusätzliche Fixierung der Versorgung, insbesondere bei schwierigen Körperformen
- › Diskrete lichtgraue Farbgebung, ist auch unter heller Kleidung nicht sichtbar
- › Ist auf individuelle Körperumfänge einstellbar
- › Aus weichem, angenehmem Material – für hohen Tragekomfort
- › Für SenSura® Mio mit vier Befestigungspunkten
- › Für Assura® und SenSura® mit zwei Befestigungspunkten
- › Jeweils in zwei Längen erhältlich

Brava® Stoma Bandage

Die Brava® Stoma Bandage kann zur Vorbeugung gegen parastomale Hernien beitragen und für zusätzlichen Halt sorgen

- › Hautfreundliches und atmungsaktives Material, mit integriertem Handschuhverschluss für einfaches Verschließen und Öffnen
- › Angenehmes Tragegefühl und gleichzeitige Stabilität
- › Bei Bedarf kann eine Öffnung für die Stomaversorgung einfach per Zugschnitt an der Bandage vorgenommen werden
- › Bei bis zu 40 Grad in der Waschmaschine waschbar



Den Versorgungswechsel optimieren

Brava® Hautreinigungstuch

Sanfte Reinigung und Pflege, speziell für die stoma-umgebende Haut

- › Enthält Provitamin B5 und ist daher auch für die Anwendung auf empfindlicher Haut geeignet
- › Enthält keine ölhaltigen Rückstände und beeinträchtigt die Haftung der Versorgung nicht
- › Im wiederverschließbaren Softpack erhältlich
- › Praktisch für unterwegs und für eine komfortable Reinigung zu Hause



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT



SELBST-ZÄHLER-PRODUKT

Brava® Geruchsneutralisierendes Gleitmittel

Das Gleitmittel benetzt die Innenseiten der Beutelfolien und macht sie gleitfähig, sodass ein Aneinanderhaften der Beutelfolien verhindert wird

- › Die Ausscheidungen gleiten direkt in den unteren Teil des Beutels, zur leichteren Beutelentleerung
- › Neutralisiert unangenehme Gerüche bei der Beutelentleerung
- › Erhältlich in einer ergiebigen Flasche oder in praktischen Einzelportionen für unterwegs

Coloplast Schere

Speziell zum Zuschneiden von Stomaversorgungen entwickelte Schere

- › Mit abgerundeten Klingen



Bestellinformationen

Die Versorgung individuell anpassen

Brava® Modellierbarer Hautschutzring Plus



Artikel-Nr.	Stärke in mm	Lochgröße Ring ø	St./VE	PZN	HMV-Nr.
12035	2,5	18 mm 48 mm	30	11899328	29.26.11.2042
12036	2,5	18 mm 57 mm	30	15404016	29.26.11.2042
12037	2,5	27 mm 57 mm	30	12082115	29.26.11.2042
12038	2,5	18 mm 64 mm	30	15404045	29.26.11.2042
12039	2,5	34 mm 64 mm	30	12082138	29.26.11.2042
12045	4,2	18 mm 48 mm	30	12082109	29.26.11.2042
12046	4,2	18 mm 57 mm	30	15404051	29.26.11.2042
12047	4,2	27 mm 57 mm	30	12082121	29.26.11.2042
12048	4,2	18 mm 64 mm	30	15404068	29.26.11.2042
12049	4,2	34 mm 64 mm	30	12082144	29.26.11.2042

Brava® Modellierbarer Hautschutzring Plus XL Mit extra großer Haftfläche



Artikel-Nr.	Stärke in mm	Lochgröße Ring ø	St./VE	PZN	HMV-Nr.
12032	2,5	18 mm 76 mm	30	16662157	29.26.11.2XXX
12033	2,5	18 mm 76 mm	30	16662163	29.26.11.2XXX

Brava® Modellierbarer Hautschutzring



Artikel-Nr.	Stärke in mm	ø in mm	St./VE	PZN	HMV-Nr.
12030	2,0	18	30	09543765	29.26.11.2022
12042	4,2	18	30	09543771	29.26.11.2022

Brava® Modellierstreifen



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in g	St./VE	PZN	HMV-Nr.
2655	Streifen	je 6	10	09543788	29.26.10.0019

Brava® Elastischer Fixierstreifen



Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	PZN
12070	Bogen	20	09543742
12072	Spitz	20	10821086
12074	Gerade	20	10821063

Brava® Elastischer Fixierstreifen XL



Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	PZN
12076	Bogen	20	13917639

Brava® Alkoholfreie Paste



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in g	St./VE	PZN	HMV-Nr.
12050	Tube	60	01	09543759	29.26.10.0026
12051	Tube	25	12	10353662	29.26.10.0026

Brava® Gürtel Elastisches Material, passend für SenSura® Mio, mit vier Befestigungspunkten



Artikel-Nr.	Größe in cm	St./VE	PZN	HMV-Nr.
0423	100 (Standard)	01	10202762	29.26.11.0019
0425	155 (XXL)	01	10202779	29.26.11.0019

Elastisches Material, passend für SenSura® und Assura®, mit zwei Befestigungspunkten



Artikel-Nr.	Größe in cm	St./VE	PZN	HMV-Nr.
0421	100	01	09543825	29.26.11.0019
0422	135	01	09543570	29.26.11.0019

Brava® Stoma Bandage



Artikel-Nr.	Größe	Bauchumfang in cm	St./VE	PZN	HMV-Nr.
12003	S	74 – 82	01	15376627	05.11.03.2018
12004	M	78 – 90	01	15376656	05.11.03.2018
12005	L	86 – 98	01	15376662	05.11.03.2018
12006	XL	94 – 106	01	15376679	05.11.03.2018
12007	2XL	102 – 116	01	15376685	05.11.03.2018
12008	3XL	112 – 130	01	15376691	05.11.03.2018
12009	4XL	126 – 148	01	16606957	05.11.03.2018

Die Haut pflegen und schützen

Den Versorgungswechsel optimieren

Brava® Hautschutz-Spray und -Tücher Alkoholfrei



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	PZN
12020	Spray	50	01	09543736
12021	Tücher	—	30	09543713

Brava® Pflasterentferner-Spray und -Tücher Alkoholfrei



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	PZN
12010	Spray	50	01	09543699
12011	Tücher	—	30	09543707

Brava® Schutzcreme Mit Olivenextrakt



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	PZN
12000	Tube	60	01	09543587

Brava® Hautreinigungstuch 1 Bestelleinheit = 3 Softpacks; 1 Softpack = 15 Tücher



Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	PZN
12080	Tücher	45	11653277

Brava® Hautschutzplatte Aus CURAGARD®



Artikel-Nr.	Größe in cm	St./VE	PZN	HMV-Nr.
3210	10 × 10	10	09543618	29.26.07.0029
3215	15 × 15	05	09543647	29.26.07.1018
3220	20 × 20	05	09543682	29.26.07.2001

Brava® Geruchsneutralisierendes Gleitmittel



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in ml	St./VE	PZN
12060	Tüte	7,5	20	09543794
12061	Flasche	240	01	09543802

Brava® Hydrokolloid-Puder



Artikel-Nr.	Produkt	Inhalt in g	St./VE	PZN	HMV-Nr.
1907	Flasche	25	01	09543819	29.26.10.1006
1914	Flasche	2	20	11113109	29.26.10.1006

Stoma Schere



Artikel-Nr.	Produkt	St./VE	PZN
C2000	Schere	01	10922485

Erfahren Sie mehr über unsere Brava®
Hautschutz- und Hautpflegeprodukte
unter www.brava.coloplast.de